

Autoclave Midmark B23 - 23 litres

Référence 08847



Prix du produit :

5 935,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'autoclave médical Midmark B23 est spécialement conçu pour répondre aux exigences des établissements de santé

Il s'agit d'une solution de stérilisation fiable et performante, parfaitement adaptée aux environnements médicaux .

Avec sa capacité de 23 litres, cet autoclave est capable de stériliser une large gamme d'instruments médicaux en une seule opération, optimisant ainsi l'efficacité des processus de stérilisation et permettant de maintenir un flux de travail sans interruption.

Description du produit :

L'autoclave médical Midmark B23

Caractéristiques :

- **Capacité** : 23 litres, permettant la stérilisation de plusieurs instruments simultanément.
- **Cycles de Stérilisation** : 11 cycles préprogrammés rapides, optimisant la productivité et réduisant les temps d'attente pour les instruments stérilisés.
- **Système de Stérilisation** : Assure une pénétration optimale de la vapeur grâce à l'alliance du vide, de la pression et de la température, garantissant une stérilisation efficace même pour les instruments les plus complexes.

- **Séchage Rapide** : Grâce à l'impulsion de vide à la fin du cycle, le séchage des instruments est rapide, efficace et intégral.
- **Imprimante Intégrée** : Imprimante rapide pour l'impression automatique des cycles de stérilisation, facilitant ainsi la gestion des registres.
- **Options de Raccordement** : Possibilité de raccordement permanent à un système d'alimentation en eau traitée et à un système d'évacuation, simplifiant la gestion de l'eau et réduisant les manipulations.
- **Conception Robuste** : Fabriqué en conformité avec la norme EN 13060 et marqué CE, cet autoclave est conçu pour répondre aux exigences des équipements médicaux en Europe.
- **Interface Utilisateur** : Interface intuitive et améliorée, avec des diagnostics intelligents pour une maintenance simplifiée et une maximisation du temps d'utilisation.
- **Dimensions** :
 - Profondeur : 695 mm
 - Largeur : 505 mm
 - Hauteur : 400 mm
- **Profondeur de la chambre** : 530 mm
- **Poids à vide** : 60 kg

Pourquoi Choisir le Midmark B23 ?

- **Efficacité de Stérilisation** : Le Midmark B23 assure une stérilisation fiable et rapide, indispensable pour maintenir une chaîne de soins hygiénique et sécurisée.
- **Grande Capacité** : La capacité de 23 litres permet de traiter un grand nombre d'instruments en une seule opération, ce qui est idéal pour les environnements à haute rotation.
- **Simplicité d'Utilisation** : Avec ses commandes intuitives et son interface utilisateur conviviale, l'autoclave Midmark B23 est facile à programmer et à utiliser, réduisant ainsi les erreurs potentielles.

Garantie et Conformité :

- **Garantie** : L'appareil est couvert par une garantie fabricant, assurant une tranquillité d'esprit pour les utilisateurs professionnels.
- **Conformité Normative** : Certifié conforme aux normes de stérilisation médicale, garantissant une sécurité d'utilisation élevée.

L'autoclave médical **Midmark B23** est une solution idéale pour les établissements de santé à la recherche d'une stérilisation efficace, fiable et à grande capacité.

Pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre [catégorie dédiée aux autoclaves médicaux](#).

Disponible dès maintenant chez **LD Medical**.

PACK SERVICE INTÉGRAL INCLUS : LIVRAISON + INSTALLATION + MISE EN ROUTE OFFERTE

Pack service intégral inclus



Livraison



Installation



Mise en
route

