

Laveur désinfecteur Hydriade Fast

Référence 08848



Prix du produit :

5 389,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'autoclave médical Hydriade Fast est un dispositif de stérilisation avancé spécialement conçu pour les cabinets médicaux, cliniques et autres établissements de santé nécessitant une stérilisation rapide et efficace de leurs instruments.

Doté d'une capacité de 18 litres, cet autoclave permet de stériliser une large variété d'instruments en peu de temps, optimisant ainsi le flux de travail dans les environnements cliniques.

Description du produit :

L'autoclave médical Hydriade Fast

Caractéristiques Techniques :

- **Stérilisation Complète** : Chauffage, lavage par ultrasons, rinçage par ultrasons et séchage par ventilation assurent une désinfection approfondie.
- **Dimensions** :
 - Appareil : L 412 x H 415 x P 450 mm
 - Hauteur du couvercle : 750 mm
 - Cuve : L 332 x H 120 x P 227 mm
- **Capacité de la Cuve** : Conçue pour contenir des plateaux usuels ou chirurgicaux et des

instruments de précision.

- **Poids à Vide** : 20 kg
- **Absorption Maximale** : 1,5 kW
- **Ultrasons** : Fréquence de 39 KHz avec 4 transducteurs pour une efficacité de nettoyage maximale.
- **Tension** : 230V-50Hz
- **Simplicité d'Utilisation** : L'autoclave propose 3 configurations préprogrammées des cycles, permettant de lancer rapidement et facilement le cycle souhaité.
- **Installation Facile** : Nécessite uniquement un raccordement au réseau d'eau et un siphon d'évacuation des eaux usées.

Pourquoi Choisir l'Hydriade Fast ?

- **Sécurité et Hygiène** : Conformité avec la chaîne de stérilisation, garantissant une stérilisation sans risque pour le personnel médical.
- **Fiabilité Maximale** : Élimine les risques infectieux, chimiques et bactériologiques grâce à un processus de stérilisation complet.
- **Gain de Temps et d'Espace** : Gestion automatique du processus permettant aux professionnels de la santé de se concentrer sur les soins et une chaîne de stérilisation compacte occupant seulement 45 cm³.
- **Économies** : Durabilité renforcée des instruments réduisant les coûts d'équipement à long terme.

Garantie et Conformité :

- **Garantie 2 ans** : L'appareil est couvert par une garantie fabricant, assurant une tranquillité d'esprit.
- **Conformité Normative** : Conformité totale avec les normes de stérilisation médicale garantissant une sécurité d'utilisation élevée.

L'autoclave médical **Hydriade Fast** est un choix judicieux pour les établissements de santé cherchant une solution de stérilisation complète, fiable et facile à utiliser.

Pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre [catégorie dédiée aux autoclaves médicaux](#).

Disponible dès maintenant chez **LD Medical**.