

# Divan d'examen électrique Liftback

Référence 08850



Prix du produit :

**1 299,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **divan d'examen électrique Liftback** dispose de 2 sections à hauteur variable qui lui permet d'être ajusté facilement pour offrir un confort optimal.

Parfaitement adapté au **milieu médical**, il bénéficie d'une structure robuste en acier renforcé et de 4 roues bloquantes, permettant aux **professionnels de santé** une prise en charge rapide et efficace des patients.

Description du produit :

Grâce à son système électrique, il est possible de régler la hauteur du divan avec précision afin d'offrir une meilleure accessibilité et un soutien adapté à chaque examen ou traitement.

## Les avantages du divan Liftback

- Une structure solide en acier renforcé, époxy blanc.
- Une hauteur réglable électriquement de 52 à 97,5 cm.
- Des commandes à double pédale.
- Deux sections avec dossier réglable.
- Une sellerie de classe M1 anti-feu, avec une mousse dense et épaisse de 9 cm.
- Pieds stabilisateurs : 4 roulettes bloquantes et 4 supports avec système de serrage.
- Porte-rouleau pour drap d'examen intégré.
- Dimensions : L 192 x l 68 x H 52 à 97,5 cm.
- Capacité maximale supportée : 200 kg.

- Coloris disponibles : Bleu - Black - Agate Blue - Burgundy

Garantie 3 ans (moteur) / 1 an (sellerie).

Livré monté. CE.

**\* Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**