

Aspirateur de mucosité New Askir 230/12V BR

Référence 08853



Prix du produit :

399,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **New Askir 230/12V** dispositif médical avancé, spécialement conçu pour l'aspiration des liquides corporels tels que les mucosités, le sang et autres sécrétions lors des soins d'urgence.

Pour découvrir d'autres modèles et accessoires compatibles, explorez notre <u>catégorie dédiée</u> <u>aux aspirateurs de mucosités.</u>

Description du produit:

L'aspirateur de mucosités électrique New Askir 230/12V

Contenu:

- **NEW ASKIR 230/12V** + la batterie rechargeable
- Unité sur la batterie et secteur.
- Capacité maximale 16L/Min avec une dépression de 0,8 Bar.
- Avec vacuomètre et régulateur de dépression.
- Coque en ABS facilement lavable.

Caractéristiques :

- Bocal 1L en polycarbonate autoclavable avec valve de reflux.
- Pour tout type d'aspiration bronchique, trachéale ou postopératoire.



- Batterie 12V rechargeable sur secteur autonomie de 45 min
- Dimensions: 370 x 220 x 210 mm. Poids: 5,5 kg.
- 3 types d'alimentation : 14V 4A avec Adaptateur Universel mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ 50/60Hz 100VA) / Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) Autonomie 80min Temps de charge 240min / Adaptateur automobile (12V 1,9A)
- Vide Maximum (Ajustable): 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg

Pourquoi Choisir le New Askir 230/12V ?

- Flexibilité d'Utilisation : Grâce à sa double alimentation, cet appareil est aussi efficace en clinique qu'en déplacement, offrant une performance constante où que vous soyez.
- Fiabilité Médicale : Certifié conforme aux normes médicales, le New Askir 230/12V est un choix de confiance pour les professionnels de la santé.
- Entretien Simplifié: Le réservoir autoclavable et les surfaces faciles à nettoyer assurent un entretien simple et rapide, minimisant les risques d'infection.

Garantie et Conformité:

- Garantie : L'appareil est couvert par une garantie de 2 ans, assurant une tranquillité d'esprit pour les utilisateurs professionnels.
- Conformité Normative : Conforme aux normes EN ISO 10079-1, ce qui garantit une qualité et une sécurité d'utilisation élevées.

L'aspirateur de mucosités électrique New Askir 230/12V est un appareil polyvalent, robuste et fiable, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la santé. Disponible dès maintenant chez LD Medical.