

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS NEW ASKIR 230/12V BR PORTABLE CA-MI - batterie et secteur

Référence 08853



Prix du produit :

195,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'aspirateur de mucosités **New Askir 230/12V BR CA-MI** combine une aspiration buccale, nasale et trachéale avec un débit maximal de **16 L/min**. Son bocal **1 L** autoclavable et son alimentation sur batterie ou secteur répondent aux besoins de mobilité comme d'usage en poste fixe.

EN ISO 10079-1 • CE 0123 • Classe IIa • Bocal 1 L autoclavable

Description du produit :

New Askir 230/12V BR, mobilité et aspiration maîtrisée

Ce aspirateur de mucosités **New Askir 230/12V BR CA-MI** est destiné à l'aspiration buccale, nasale et trachéale des liquides organiques. Avec un débit maximal de **16 L/min** et une alimentation sur **batterie et secteur**, il s'emploie aussi bien sur site qu'en déplacement.

Son bocal de **1 L** en polycarbonate autoclavable intègre une valve de reflux, pour un entretien facilité au quotidien. Le vacuomètre et le réglage de dépression permettent d'ajuster l'aspiration selon l'environnement d'utilisation.

Idéal pour les services d'urgence, ambulanciers, cabinets médicaux, établissements de soins, infirmiers libéraux et soins à domicile. Sa coque ABS lavable convient à un usage répété en environnement médical.

Points forts

- **Alimentation polyvalente** : utilisation possible sur batterie rechargeable, secteur et adaptateur 12 V pour accompagner les soins fixes ou mobiles.
- **Capacité d'aspiration 16 L/min** : convient aux aspirations buccales, nasales et trachéales chez l'adulte et l'enfant.
- **Réglage de la dépression** : vacuomètre et régulateur de vide pour adapter le niveau d'aspiration à la situation rencontrée.
- **Bocal 1 L autoclavable** : récipient en polycarbonate avec valve anti reflux, pensé pour simplifier la manipulation et l'entretien.
- **Conception portable** : format pratique pour l'urgence, les transferts de patients, l'ambulance ou le suivi postopératoire à domicile.
- **Pompe à piston sans huile** : moteur conçu pour un usage professionnel régulier, sans entretien courant lié à l'huile.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Aspirateur de mucosités électrique portable

Marque : CA-MI

Fabricant : CA-MI srl

Dimensions : 370 x 220 x 210 mm

Poids Net : 5,5 kg

Alimentation : Batterie rechargeable 12 V, secteur et adaptateur 12 V

Autonomie : 45 min

Temps de charge : 120 à 150 min

Débit : 16 L/min

Pression : 0,75 bar, 75 kPa, 563 mmHg

Capacité : Bocal 1 L

Matériau : Coque ABS, bocal en polycarbonate autoclavable

Fonctionnement : Électrique, portable

Niveau sonore : 63 dBA

Utilisation : Aspiration buccale, nasale et trachéale chez l'adulte et l'enfant

Conditionnement : Appareil vendu avec accessoires

Classe DM/EPI : DM IIa

EAN : 8054619100370

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : EN ISO 10079-1

Norme : EN 60601-1-2

Marquage : CE 0123

Fabricant : CA-MI srl

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus avec l'appareil : l'aspirateur New Askir 230/12V BR, un bocal en polycarbonate autoclavable de **1 L** avec valve de reflux, une tubulure de connexion, une sonde à usage unique, un cordon secteur et un adaptateur 12 V.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter une dotation de prise en charge, les accessoires d'urgence aident à préparer les interventions et les transferts. Une solution d'oxygénothérapie peut s'intégrer à l'équipement respiratoire. Les trousse de premiers secours facilitent aussi l'organisation du matériel en cabinet, en véhicule ou à domicile.

F.A./26