

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ÉLECTRIQUE NEW ASKIR 30 USAGE CONTINU CA - MI - bocal 1 l

Référence 08854



Prix du produit :

329,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'aspirateur de mucosités New Askir 30 CA - MI est conçu pour une aspiration nasale, orale et trachéale en continu, avec un débit de **40 l/min** et un vide ajustable jusqu'à **0,80 bar**. Son format compact, son alimentation en **230 V** et son bocal de **1 l** facilitent son usage en cabinet, en service de soins ou à domicile.

CE 0123 • DM IIa • Débit 40 l/min • Bocal 1 l

Description du produit :

New Askir 30, compact et adapté à l'aspiration continue

Ce aspirateur de mucosités électrique est destiné aux aspirations nasales, orales et trachéales en structure de soins comme au domicile. Le **New Askir 30 CA - MI** combine un fonctionnement continu, un vide réglable jusqu'à **0,80 bar** et un encombrement réduit.

Sa poignée intégrée simplifie les déplacements d'une pièce à l'autre ou entre deux lieux de prise en charge. Le réglage en façade et le manomètre permettent un contrôle visuel rapide pendant l'utilisation.

Équipé d'un bocal de recueil de **1 l**, il convient aux besoins courants d'aspiration des liquides organiques. Idéal pour les hôpitaux, cabinets médicaux, infirmiers libéraux, services d'ORL, gastroentérologie et obstétrique.

Points forts

- **Fonctionnement continu** : l'appareil peut être utilisé sans cycle d'arrêt imposé, ce qui répond aux besoins des soins répétés ou prolongés.
- **Réglage précis du vide** : l'aspiration est ajustable jusqu'à **0,80 bar**, pour adapter le niveau selon l'usage nasal, oral ou trachéal.
- **Débit de 40 l/min** : cette capacité d'aspiration convient à la prise en charge des liquides organiques dans différents contextes de soins.
- **Format facile à déplacer** : ses dimensions compactes et sa poignée intégrée favorisent le transport entre cabinet, service et domicile.
- **Contrôle en façade** : le manomètre offre une lecture directe des paramètres pendant le geste.
- **Entretien simplifié** : le corps plastique et le bocal polycarbonate stérilisable facilitent l'usage courant en environnement médical.

Caractéristiques techniques

Marque : CA - MI

Fabricant : CA - MI

Type de produit : Aspirateur de mucosités électrique

Utilisation : Aspiration nasale, orale et trachéale

Fonctionnement : Continu

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée : 110 VA

Débit : 40 l/min

Pression : Vide maximum réglable 0,80 bar, 80 kPa, 600 mmHg

Capacité : Bocal 1 l

Dimensions : 350 x 210 x 180 mm

Poids Net : 3,6 kg

Niveau sonore : 60,5 dBA

Matériau : Corps plastique, bocal polycarbonate stérilisable

Pièces de rechange : Bocal de rechange 1 l

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : UNI EN ISO 10079-1

Norme : ISO 10993-1

Norme : EN 60601-1

Norme : UNI EN ISO 9001: 2008

Norme : EN ISO 13485: 2012 / AC: 2012

Marquage : CE 0123

Fabricant : CA - MI

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend l'appareil, un bocal de recueil des fluides avec valve anti-reflux, des tuyaux silicone 6 x 10 avec connecteurs coniques, un filtre antibactérien et hydrophobe à patient unique, une canule CH20 ainsi qu'un cordon d'alimentation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'utilisation de l'appareil, les sérum physiologique sont utiles lors du rinçage ou du nettoyage préalable selon le protocole. Les gants médicaux et les lingette désinfectante - nettoyage et antisepsie rapide participent à une manipulation soignée des accessoires et à l'entretien externe du dispositif.

F.A./26