

# Aspirateur de mucosité New Askir 30

Référence 08854



#### Prix du produit :

# 205,99 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

L'aspirateur de mucosité New Askir 30 est un modèle est compact, facile à transporter et conçu pour une utilisation intuitive, ce qui le rend indispensable pour les professionnels de santé.

Equipé d'un réservoir en polycarbonate de **1000 ml**, ce réservoir est autoclavable pour une hygiène optimale et une utilisation répétée en toute sécurité,

conçu pour assurer une aspiration efficace des liquides corporels tels que les mucosités, le sang et autres sécrétions.

#### **Description du produit:**

#### L'aspirateur de mucosités électrique New Askir 30

- Conforme à la norme 93/42/ECC. EN 60601-1-11. Protection IP21,
- cet appareil est garantit 2 ans
- une performance de haute qualité, essentielle pour les soins médicaux en milieu hospitalier ou lors d'interventions d'urgence.

Pour découvrir plus de modèles et choisir l'appareil qui répond le mieux à vos besoins, explorez notre catégorie dédiée aux aspirateurs de mucosités.

Appareil de haute qualité, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la santé dans



les milieux hospitaliers, cliniques, et lors des interventions d'urgence.

Cet appareil est particulièrement efficace pour l'aspiration des liquides corporels tels que les mucosités, le sang et autres sécrétions.

### <u>Caractéristiques</u>:

- Dimensions : Compact et facilement transportable
- Puissance d'aspiration : Élevée pour des interventions critiques
- Capacité du réservoir : 1000 ml
- Alimentation : Électrique avec options d'alimentation continue
- Utilisation : Adapté aux soins d'urgence et à l'utilisation clinique quotidienne
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration.
- Débit : 40L/Min Puissance 0,80 Bar (600 mm/Hg).
- Fonctionne en continu sur du 220V-50 Hz.
- Dimensions: 350 x 210 x 180 mm.
- Poids: 3,6 kg.
- Normes 93 / 42 / ECC.
- · Garantie 2 ans.

## Pourquoi Choisir Ce Produit:

- Performance Fiable : Conçu pour des performances optimales, cet appareil offre une aspiration rapide et efficace.
- Conception Robuste : Avec sa construction solide, il est fait pour durer et résister à une utilisation intensive.
- Facilité d'Utilisation : Son interface intuitive permet une utilisation rapide et efficace, même dans les situations d'urgence.