

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS ACCUVAC LITE RÉSERVOIR RÉUTILISABLE WEINMANN - 1000 ml

Référence 08856



Prix du produit :

1 715,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'aspirateur de mucosités **Accuvac Lite WEINMANN** combine une aspiration d'environ **26 l/min**, une dépression réglable progressivement et un bocal réutilisable autoclavable de **1000 ml**. Son format compact et son autonomie d'environ **40 minutes** en font une solution adaptée aux soins mobiles comme aux postes fixes.

Réservoir Autoclavable • Aspiration 26 L/Min •
Autonomie 40 Min • Adaptateur Secteur Fourni

Description du produit :

Accuvac Lite, aspiration mobile avec bocal réutilisable

Cet aspirateur de mucosités portable est conçu pour l'aspiration des sécrétions en contexte de soin, de transport ou d'urgence. **L'aspirateur de mucosités Accuvac Lite WEINMANN** délivre un débit d'environ **26 l/min**, avec un réglage progressif de la dépression et un réservoir réutilisable **autoclavable**.

Son gabarit compact, sa poignée large et sa coque résistante aux chocs facilitent les manipulations au quotidien. L'appareil se transporte aisément entre salle de soins, ambulance et chambre de patient, tout en restant rapidement disponible.

Le bocal à sécrétions de **1000 ml** est associé à un filtre antibactérien à **usage unique** ainsi qu'à une soupape de trop-plein pour une collecte maîtrisée. Idéal pour les services d'urgence, ambulanciers, cabinets médicaux, hôpitaux, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Débit d'aspiration** : environ 26 l/min pour l'aspiration des sécrétions buccales, pharyngées, endotrachéales ou bronchiques selon les besoins de prise en charge.
- **Dépression ajustable** : le régulateur à action progressive permet d'adapter précisément le niveau d'aspiration au contexte d'utilisation.
- **Bocal réutilisable autoclavable** : la capacité de 1000 ml favorise un usage pratique avec un entretien simplifié entre deux interventions.
- **Mobilité facilitée** : format peu encombrant, large poignée et rangement latéral du tuyau améliorent le transport et l'organisation.
- **Fonctionnement sur batterie** : environ 40 minutes d'autonomie en continu, utile lors des déplacements, transferts et interventions hors poste fixe.
- **Structure robuste** : la coque résistante aux chocs convient à une utilisation régulière en environnement hospitalier et préhospitalier.

Caractéristiques techniques

Marque : WEINMANN

Type de produit : Aspirateur de mucosités portable

Dimensions : 370 x 277 x 146 mm

Poids Net : 5,25 kg

Débit : env. 26 l/min

Capacité : 1000 ml

Réglage : Régulateur de dépression à action progressive

Réservoir : Bocal réutilisable autoclavable avec logement

Filtration : Filtre antibactérien à usage unique

Sécurité : Soupape de trop-plein

Alimentation : Batterie rechargeable et adaptateur secteur fourni

Autonomie : env. 40 minutes en fonctionnement continu

Temps de charge : 80 % en 2 h 45 min, 100 % en 14 h

Tuyau réutilisable : Ø 10 mm, longueur 1300 mm

Tuyau à usage unique : Ø 7 mm, longueur 1800 mm

Accessoires fournis : 1 chargeur WM2620, 1 tuyau d'aspiration pour bocal réutilisable

Utilisation : Réutilisable

Fabricant : WEINMANN

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Fabricant : WEINMANN

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend l'aspirateur Accuvac Lite, un bocal réutilisable avec son logement, un chargeur WM2620 et un tuyau d'aspiration destiné au bocal réutilisable.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter un équipement d'intervention, les solutions d'oxygénothérapie s'intègrent naturellement à la prise en charge respiratoire. Les malles d'urgence aident à structurer le matériel, tandis que les accessoires d'urgence permettent de garder les consommables essentiels immédiatement disponibles.

JJ/26