

# Aspirateur de mucosité Weinmann Accuvac Lite (avec réservoir reutilisable)

Référence 08856



#### Prix du produit :

## 1 682,01 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

L'aspirateur de mucosités Accuvac Lite est un appareil médical portable et robuste, spécialement conçu pour les interventions d'urgence et les soins en milieu hospitalier.

Équipé d'un **réservoir réutilisable**, cet appareil garantit une performance de qualité tout en étant respectueux de l'environnement.

Grâce à sa puissance d'aspiration, l'aspirateur de mucosités Accuvac Lite est capable de dégager rapidement et efficacement les voies respiratoires des patients en situation critique. Facile à transporter et à utiliser, il est idéal pour les équipes médicales en déplacement ou pour une utilisation en clinique.

#### **Description du produit:**

Le **réservoir réutilisable** de **1I** est autoclavable, garantissant une hygiène maximale à chaque utilisation.

L'aspirateur de mucosités Accuvac Lite est fourni avec un tube d'aspiration réutilisable de Ø 10 mm, longueur 1300 mm, ainsi qu'un tube d'aspiration à usage unique de Ø 7 mm, longueur 1800 mm pour plus de flexibilité selon les besoins.



L'aspirateur de mucosité est alimenté par une batterie offrant une autonomie d'environ 40 minutes en fonctionnement continu.

La batterie se recharge en **2 h 45 min** pour atteindre 80% et en **14 heures** pour une charge complète. Un adaptateur secteur est également fourni pour une alimentation continue.

### <u>Caractéristiques</u>:

• Modèle : Weinmann Accuvac Lite

• Réservoir : Réutilisable, facile à nettoyer

• Usage : Aspiration des mucosités pour dégager les voies respiratoires

• Portabilité : Léger et facilement transportable

• Puissance : Aspiration rapide et efficace

• **Dimensions**: 370 x 277 x 146 mm

• Poids: 5,25 kg

• Puissance d'aspiration : env. 26 l/min

• Contenance du réservoir : 1000 ml, réutilisable et autoclavable

• Alimentation : Batterie avec adaptateur secteur

• Garantie: 2 ans

#### **Accessoires inclus:**

- Chargeur WM2620
- tuyau d'aspiration pour bocal réutilisable

#### Pourquoi Choisir Ce Produit:

- Performance Supérieure : L'aspirateur de mucosités Accuvac Lite offre une puissance d'aspiration exceptionnelle, essentielle pour les situations d'urgence.
- Réservoir Réutilisable : Contribue à la durabilité tout en facilitant le nettoyage et la réutilisation.
- Facilité d'Utilisation : Conçu pour être utilisé facilement même dans des situations stressantes, garantissant une intervention rapide et efficace.

retrouvez tous vos aspirateur à mucosité chez Ld-médical - ici