

BOCAL DE RECHANGE ASPIRATEUR DE MUCOSITÉ 1 L AVEC COUVERCLE CA - MI - 1

Référence 08858



Prix du produit :

39,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **bocal de rechange aspirateur de mucosité 1 L CA - MI** permet de remplacer rapidement le récipient d'origine sur le matériel compatible. Sa capacité de **1 litre**, son couvercle avec valve anti-reflux et son autoclavage jusqu'à **121°C** en font une solution pratique pour l'entretien du circuit d'aspiration.

CE • Classe DM IIa • Autoclavable à 121°C • Couvercle avec valve anti-reflux

Description du produit :

Bocal de rechange CA - MI, réservoir 1 L autoclavable

Ce bocal d'aspirateur de mucosité est destiné au remplacement du récipient sur certains dispositifs CA - MI. Le **bocal de rechange aspirateur de mucosité 1 L CA - MI** intègre un couvercle avec valve anti-reflux et propose une contenance de **1 litre**.

Fabriqué en polycarbonate type Makrolon, il supporte un autoclavage jusqu'à **121°C** maximum. Il facilite la remise en service de l'appareil après nettoyage du bocal ou lorsqu'un remplacement s'impose.

Idéal pour les cabinets médicaux, services ORL, soins à domicile, structures d'urgence et infirmiers libéraux. Il convient aux usages quotidiens nécessitant le recueil de sécrétions et de liquides aspirés.

Points forts

- **Contenance 1 L** : volume adapté au recueil des sécrétions et liquides aspirés dans les pratiques courantes.
- **Couvercle avec valve anti-reflux** : ensemble prêt à l'emploi pour remplacer le récipient et limiter le retour des liquides vers le circuit.
- **Polycarbonate Makrolon** : matériau conçu pour un usage réutilisable après un entretien adapté.
- **Autoclavable à 121°C maximum** : permet le retraitement du bocal selon l'organisation matérielle du cabinet ou du service.
- **Compatible CA - MI** : utilisable avec des aspirateurs de mucosités CA - MI, dont certaines gammes Askir, Aspiret, AS-12V BR, AS-36 BR, AS-100 et AS-200.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Bocal de rechange pour aspirateur de mucosité

Capacité : 1 L

Marque : CA - MI

Fabricant : CA - MI

Matériau : Polycarbonate Makrolon

Température d'autoclavage : 121°C maximum

Équipement : Couvercle avec valve anti-reflux

Compatibilité : Aspirateurs de mucosités CA - MI, dont certaines gammes Askir, Aspiret, AS-12V BR, AS-36 BR, AS-100 et AS-200

Utilisation : Réutilisable après entretien adapté

Type de recueil : Sécrétions et liquides aspirés

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux

Marquage : CE

Fabricant : CA-MI

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient un bocal de rechange de 1 litre ainsi que son couvercle muni d'une valve anti-reflux.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le geste, les sérum physiologique peuvent être utilisés selon les besoins de rinçage. Les gants latex aident à manipuler le dispositif dans de bonnes conditions, tandis que les lingette désinfectante - nettoyage et antisepsie rapide simplifient l'entretien de l'environnement de

soin.

F.A./26