

Sonde Urinaire vésicales de Nélaton

Référence 08864



Prix du produit :

32,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ces **sondes vésicales de Nélaton** en **PVC** sont conçues pour une gestion efficace des besoins en miction, que ce soit temporaire ou permanent.

Description du produit :

Mesurant 40 cm de longueur, ces **sonde urinaire vésicale** droites sont équipées de deux œils latéraux pour une insertion facilitée.

Chaque **sonde urinaire vésicale** est stérile et conditionnée individuellement, garantissant ainsi une hygiène optimale pour chaque utilisation.

Caractéristiques :

- **Marque** : Euromedis
- **Matériau** : PVC stérile
- **Longueur** : 40 cm
- **Conditionnement** : Boîte de 100 sondes
- **Normes** : CE
- **Usage** : Sonde vésicale droite avec deux œils latéraux

Pourquoi Choisir Ce Produit :

- **Hygiène Garantie** : Chaque sonde est stérile et emballée individuellement pour minimiser les risques de contamination.
- **Conception Ergonomique** : Avec deux œils latéraux, l'insertion est simplifiée, garantissant

une utilisation efficace et confortable.

- **Conforme aux Normes** : Ces sondes répondent aux normes CE, assurant leur qualité et leur sécurité pour une utilisation médicale.