

# Moniteur patient Multiparamètres avec imprimante PNI, SPO2, TEMP, RESP ET ECG - MED 900

Référence 08869



Prix du produit :

**729,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Équipez votre structure médicale avec le **moniteur de signes vitaux** fiable et complet **MED 900 de Lepu Medical**. Ce dispositif médical de haute qualité offre une surveillance précise des paramètres physiologiques critiques des patients, qu'ils soient adultes, enfants ou néonataux.

Description du produit :

Description du Produit

Ce dispositif médical de haute qualité offre une surveillance précise des paramètres physiologiques critiques des patients, qu'ils soient adultes, enfants ou néonataux. **Le moniteur patient MED 900** est conçu pour fournir des mesures fiables et précises des signes vitaux essentiels.

## Caractéristiques Principales

- Écran tactile haute résolution : Écran couleur de 7 pouces pour une lecture claire et facile des données.
- Mesures multiparamètres : Comprend les fonctions ECG, SpO2 (**oxymètre de pouls**) et tensiomètre avec brassard, Thermomètre infra-rouge.
- Conception compacte et légère : Facile à déplacer et à utiliser dans différents

environnements médicaux.

- Stockage de données : Capacité de stockage interne jusqu'à 12 000 patients pour les données **ECG** et 2 000 patients pour l'**oxymétrie**.
- Imprimante thermique intégrée : Permet d'imprimer les paramètres et les formes d'onde enregistrés.
- Connectivité USB : Pour l'extension de la mémoire et l'exportation des données.
- Batterie longue durée : Batterie rechargeable Li-ion assurant une autonomie prolongée.
- Alarme sonore : Alarme intégrée pour signaler les anomalies.
- Poids et dimensions : Léger (2 kg avec batterie) et compact (250 x 180 x 180 mm).

### **Accessoires Inclus**

- 1 câble patient
- 6 rouleaux de papier
- 1 capteur pour **oxymètre de pouls**
- 1 thermomètre infra-rouge
- 1 brassard avec tubulure
- 10 électrodes jetables
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 manuel d'utilisation
- 1 housse de protection

### **Pourquoi Choisir le MED 900 ?**

- Précision et fiabilité : **Le moniteur patient MED 900** offre une surveillance précise des paramètres vitaux critiques.
- Facilité d'utilisation : Interface intuitive avec écran tactile et mollette de commande centrale.
- Portabilité : Conception légère et compacte idéale pour un usage en clinique, en transport ou à domicile.
- Capacité de stockage étendue : Le moniteur patient stocke une grande quantité de données patient pour un suivi continu.

**Garantie 3 ans** (sauf accessoires). **CE.**

**Le moniteur patient MED 900** est essentiel pour toute structure médicale cherchant à améliorer la précision et l'efficacité de la surveillance des patients.

Offrant une multitude de fonctionnalités dans un design compact, ce moniteur patient est un choix idéal pour diverses applications cliniques.

Pour explorer notre gamme complète de moniteurs pour patients et trouver l'équipement le mieux adapté à vos besoins, visitez dès maintenant notre [catégorie dédiée aux moniteurs pour patients](#).