

# BANDE DE PROTECTION HYGIÉNIQUE POUR TENSIONNOMÈTRE 1M4 EXTENSIBLE - 240 x 140 mm

Référence 08876



Prix du produit :

**7,13 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **bande de protection hygiénique pour tensiomètre 1m4** s'intercale entre la peau et le brassard pour un **usage unique** lors de la mesure tensionnelle. Réalisée en papier crêpé avec une extensibilité de **200 %**, elle s'ajuste aux bras larges et aux brassards de nombreux fabricants au format **240 x 140 mm**.

Usage unique • Papier crêpé extensible à 200 % • Compatible tous brassards • 240 x 140 mm

Description du produit :

Bande de protection hygiénique pour tensiomètre, extensible et pratique

Cette bande de protection pour tensiomètre se place entre le bras du patient et le brassard afin de réduire le contact direct pendant la prise de tension. La **bande de protection hygiénique pour tensiomètre 1m4**, en usage unique, mesure **240 x 140 mm** et convient à de nombreux modèles de brassards.

Son papier crêpé extensible jusqu'à **200 %** suit facilement la forme du bras, y compris lorsque la morphologie est plus large. Les perforations associées aux points d'adhérence rendent la pose simple et rapide dans les situations où les examens s'enchaînent.

Elle s'intègre facilement dans les routines de contrôle tensionnel en structure de soins ou en consultation. Idéal pour **cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, centres de santé,**

## infirmiers libéraux et services de dépistage.

### Points forts

- **Interface à usage unique** : forme une séparation hygiénique entre la peau et le brassard lors des prises de tension répétées.
- **Papier crêpé extensible à 200 %** : accompagne les mouvements de pose et s'adapte plus facilement au contour du bras.
- **Compatibilité multi-fabricants** : utilisation possible avec des brassards de tensiomètre de tous fabricants, pour une gestion plus simple du matériel.
- **Dimensions 240 x 140 mm** : format pensé pour convenir à différents usages, y compris sur des bras larges.
- **Perforations et points d'adhérence** : facilitent l'installation de la bande et contribuent à gagner du temps pendant l'examen.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Bande de protection hygiénique pour brassard de tensiomètre

**Marque** : 1m4

**Dimensions** : 240 x 140 mm

**Matériau** : Papier crêpé

**Extensibilité** : 200 %

**Utilisation** : Usage unique

**Compatibilité** : Brassards de tensiomètre de tous fabricants

**Adaptation morphologique** : Convient aussi aux bras larges

**Fixation** : Perforées avec points d'adhérence

**Poids Net** : 195 g

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement de contrôle tensionnel, les tensiomètres décontaminable s'intègrent aisément aux environnements de soins. En complément, l'alcool médical et les gants latex accompagnent les gestes courants selon les protocoles appliqués.

