

# INSTRUMENT POUR TEST DE SENSATION DE TEMPERATURE PENTHERM

Référence 08878

Prix du produit :

**15,99 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Évaluez rapidement et efficacement la **thermoréception** de vos patients avec le **PenTherm de 1m4**. Cet instrument sensoriel est conçu pour tester la sensibilité à la température et **identifier** rapidement tout trouble neurologique, comme la **polyneuropathie**. Grâce à son design simple et intuitif, le **PenTherm** permet de vérifier la perception du froid (côté plastique) et de la chaleur (côté métal) de manière précise et fiable.

Description du produit :

Léger et compact, cet outil est facile à manipuler et offre des résultats instantanés, simplifiant ainsi le processus de diagnostic pour les professionnels en neurologie et médecine interne. **Son efficacité** permet d'améliorer la qualité des soins tout en économisant du temps précieux.

Avantages clés pour les professionnels de santé :

- **Simplicité d'utilisation** : Design intuitif avec deux côtés distincts pour tester rapidement la sensibilité au froid et à la chaleur.
- **Diagnostic fiable et rapide** : Permet une évaluation efficace des troubles de la

thermoréception, utile dans le dépistage de la polyneuropathie.

- **Efficacité au quotidien** : Léger et compact, il se transporte facilement et s'entretient sans effort.

### **Caractéristiques :**

- Test de thermoréception pour la neurologie et la médecine interne
- Détection précoce des troubles neurologiques comme la polyneuropathie
- Côté plastique pour le froid et côté métal pour la chaleur
- Matériaux : Polypropylène et acier inoxydable
- Dimensions : 100 mm x 15 mm
- Poids : 46 g

### **Recommandations :**

Le PenTherm de 1m4 est l'instrument idéal pour diagnostiquer rapidement les troubles de la sensibilité thermique. Facile à utiliser, il s'adapte parfaitement aux besoins des professionnels de santé en neurologie et médecine interne.