

KIT DE NETTOYAGE AUDITIF AVEC THERMOMETRE INTEGRE

Référence 08889



Prix du produit :

9,95 € taxe inclu

Description brève du produit :

Assurez un **nettoyage d'oreille professionnel** et efficace avec notre **kit de nettoyage pour conduit auditif**. Conçu pour les praticiens de santé, ce kit offre une méthode douce et précise pour éliminer le cérumen et les dépôts, tout en garantissant une hygiène auditive optimale pour vos patients.

Description du produit :

Équipé d'un **thermomètre intégré**, ce kit mesure la température de l'eau, assurant ainsi un rinçage agréable et confortable des oreilles. En offrant cette solution tout-en-un, vous améliorez non seulement le confort de vos patients, mais aussi l'efficacité de vos pratiques médicales.

Avantages clés pour les professionnels de santé :

- **Hygiène optimale** : Élimine efficacement le cérumen, contribuant à une meilleure santé auditive.
- **Contrôle de la température** : Le thermomètre intégré vous permet de vérifier que l'eau est à la bonne température pour un rinçage en douceur.
- **Praticité** : Inclus des embouts jetables Luer-Lock et une bouteille en polyéthylène, facilitant l'utilisation et la désinfection.

Caractéristiques :

- Kit idéal pour une utilisation dans les établissements médicaux ou à domicile
- Thermomètre intégré pour un contrôle précis de la température
- Inclus :
 - Bouteille de pulvérisation de 500 ml
 - Adaptateur pour embout
 - Récipient collecteur
 - 20 embouts jetables Luer-Lock
- Matériaux : Bouteille en polyéthylène et embout en élastomère thermoplastique
- Dimensions : 280 x 140 x 90 mm
- Poids : 130 g

Recommandations :

Ce kit de nettoyage d'oreilles est un incontournable pour les professionnels de santé, offrant une solution complète et efficace pour maintenir une hygiène auditive parfaite chez vos patients.