

# KIT DE NETTOYAGE AUDITIF AVEC THERMOMÈTRE INTÉGRÉ - kit 500 ml

Référence 08889



Prix du produit :

**10,15 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **kit de nettoyage auditif avec thermomètre intégré** réunit une bouteille de **500 ml**, des embouts jetables Luer-Lock et un collecteur pour réaliser un rinçage auriculaire avec contrôle de la température de l'eau. Une solution complète pour organiser le soin avec précision, en cabinet comme à domicile.

Thermomètre intégré • Bouteille 500 ml • 20 embouts jetables Luer-Lock • Récipient collecteur

Description du produit :

Kit de nettoyage auditif, maîtrise du rinçage et de la température

Ce kit de nettoyage auditif est conçu pour effectuer un rinçage du conduit auditif en gardant un contrôle simple de la température de l'eau. Le **kit de nettoyage auditif avec thermomètre intégré** comprend une bouteille de **500 ml**, un adaptateur, un récipient collecteur et des embouts jetables pour une préparation rapide.

Le thermomètre intégré apporte un repère immédiat pendant le soin et facilite l'ajustement de l'eau avant utilisation. L'ensemble aide à structurer le geste et à garder un poste de travail mieux organisé lors des actes de rinçage auriculaire.

Idéal pour les cabinets ORL, cabinets médicaux, centres de soins, infirmiers libéraux et établissements de santé. Il convient aussi à un usage professionnelle ou domestique selon les besoins.

## Points forts

- **Contrôle de température intégré** : le thermomètre permet de vérifier l'eau avant le rinçage et d'intervenir avec un repère visuel pratique.
- **Capacité de 500 ml** : ce volume convient aux soins courants tout en conservant une manipulation simple pendant l'utilisation.
- **Embouts jetables Luer-Lock** : la fixation est fiable et le changement d'embout se fait rapidement d'un patient à l'autre.
- **Récipient collecteur fourni** : il récupère l'eau de rinçage et contribue à maintenir une zone de soin plus propre.
- **Kit complet prêt à l'emploi** : bouteille, adaptateur, collecteur et 20 embouts sont réunis pour limiter les accessoires à chercher séparément.
- **Matériaux adaptés** : la bouteille en polyéthylène et l'embout en élastomère thermoplastique répondent aux usages réguliers.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Kit de nettoyage auditif

**Fonction** : Rinçage du conduit auditif avec contrôle de température

**Thermomètre** : Intégré

**Capacité** : 500 ml

**Dimensions** : 280 x 140 x 90 mm

**Poids Net** : 130 g

**Matériau** : Bouteille en polyéthylène, embout en élastomère thermoplastique

**Conditionnement** : Kit complet avec bouteille, adaptateur, récipient collecteur et 20 embouts jetables Luer-Lock

**Utilisation** : Professionnelle ou domestique

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Contenu emballage

Le produit comprend une bouteille de pulvérisation de 500 ml, un adaptateur pour embout, un récipient collecteur ainsi que 20 embouts jetables Luer-Lock.

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le geste, les speculums auriculaires sont utiles avant ou après le rinçage. Un otoscope permet d'observer le conduit auditif dans de bonnes conditions. Les lingettes désinfectantes aident à remettre rapidement en état les surfaces entre deux prises en charge.