

Spéculums auriculaires à usage unique

Référence 00463



Prix du produit :

4,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Spéculums auriculaires à usage unique. Boîtes distributrices de 250.

Compatibles avec plusieurs modèles d'otoscopes Heine, Kawe et Riester...

Description du produit :

Conditionnés dans une boîte distributrice en carton pratique, les spéculums auriculaires sont indispensables dans le quotidien du médecin.

Les **spéculums auriculaires à usage unique** sont des accessoires pour otoscopes médicaux. Jetables et non stériles.

Pour être mieux adaptés à l'intérieur de l'oreille, les spéculums existent en modèle Adulte (diamètre de 4 mm) et en modèle Enfant (diamètre 2,5 mm).

Le conditionnement en boîte distributrice ergonomique de 250 spéculums est économique mais aussi très pratique.

- Polystyrène (PS,HIPS) 1/2 choc DowPS 485 71 naturel BG 1444 (sans latex).
- Colorant BASF Liqui Kolor VL2786 à 1.5%.
- Recyclables

Le spéculums auriculaires sont compatibles avec les otoscopes suivants :

- [Otoscopes Heine](#) : Alpha+, K 180, Beta 200, Mini 2000 + FO, Mini 3000 + FO + FO LED

- **Otosopes Kawe** : Picolight, Combilight FO30, Eurolight FO30
- **Otosopes Riester** : RI-Mini + L1/L2 + L3 à baïonnette uniquement

Boîte distributrice de 250. CE.