

PANSEMENTS HYDROTAC TRANSPARENT HYDRATANT HARTMANN - boîte de 10

Référence 08902



Prix du produit :

12,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les pansements HydroTac Transparent HARTMANN associent une membrane transparente semi perméable à un gel hydratant contenant **60 % d'eau**, pour le recouvrement des plaies sèches ou légèrement exsudatives. **Stériles** et prêts à l'emploi, ils permettent un contrôle visuel de la zone tout en maintenant un milieu humide. Existe en plusieurs tailles.

Stérile • Transparent • 60 % d'eau • Boîte de 10

Description du produit :

HydroTac Transparent, visibilité et hydratation du soin

Ces pansements stériles **HydroTac Transparent HARTMANN** combinent un polymère de polyuréthane hydratant avec ajout de glycérine et une membrane transparente semi perméable. Leur gel à **60 % d'eau** participe au maintien d'un **milieu humide** pour les plaies sèches ou légèrement exsudatives.

La transparence du support facilite l'observation de la zone couverte sans retrait systématique du pansement. Chaque unité est **stérile** et conditionnée individuellement, ce qui s'intègre facilement aux pratiques de soin courantes.

Ce dispositif s'emploie notamment durant les phases de granulation et d'épithélialisation. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, services hospitaliers, EHPAD et centres de soins.

Points forts

- **Hydratation contrôlée** : le gel riche en eau aide à préserver un environnement humide adapté aux plaies sèches ou peu exsudatives.
- **Film transparent** : la visibilité de la zone de soin simplifie le suivi local sans devoir retirer le pansement à chaque vérification.
- **Membrane semi perméable** : elle favorise les échanges utiles tout en constituant une barrière contre les bactéries.
- **Présentation stérile** : les pansements sont emballés individuellement pour un usage unique conforme aux protocoles de soins.
- **Usage ciblé** : convient pendant les étapes de granulation et d'épithélialisation dans le suivi de plaies superficielles.
- **Deux formats disponibles** : le choix entre plusieurs dimensions permet d'adapter plus facilement le pansement à la zone concernée.

Caractéristiques techniques

Marque : HARTMANN

Type de produit : Pansement hydratant transparent

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oui

Composition : Polymère de polyuréthane hydratant avec ajout de glycérine

Propriété : Gel hydratant à **60 % d'eau**

Indications : Plaies sèches ou légèrement exsudatives

Phases de soin : Granulation et épithélialisation

Matériau : Membrane semi perméable transparente

Formats disponibles : 5 x 7,5 cm, 10 x 10 cm

Conditionnement : Boîte de 10 pansements, emballés individuellement

Garantie : 2 ans

Dimensions : 10 x 10 cm ; 5 x 7,5 cm

Normes & sécurité

Fabricant : HARTMANN

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer la zone avant la pose, les compresses stériles sont utiles au nettoyage et à la gestion d'un exsudat léger. Les sparadraps médicaux peuvent améliorer le maintien sur certaines

zones. Le sérum physiologique aide au rinçage doux avant application.