

# Marteau réflexe Babinski pour adulte

Référence 00619



Prix du produit :

**5,87 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Un [marteau réflexe](#) coloré pour vos diagnostics. Permet de tester facilement les réflexes du patient pour adultes.

Le **marteau à réflexes de Babinski adulte** est fréquemment utilisé dans le diagnostic des réflexes tendineux afin de compléter l'état de santé du patient.

Il permet d'identifier d'éventuels problèmes lors de la contraction musculaire suite à la percussion, le point de contact est positionné au niveau du tendon.

Le **marteau** dispose d'un manche à pointe et vis ainsi que d'une tête dévissable deux positions.

Description du produit :

## Marteau de Babinski adulte

Vendu à l'unité, couleur au choix.

Fabriqué en acier inoxydable ce marteau à réflexes Babinski résiste à la corrosion ce qui lui confère une longue durée de vie.

Sa tête est dévissable et vous pouvez l'utiliser dans deux positions en fonction de ce que vous souhaitez examiner.

Longue de 25 cm.

Spengler est un fabricant français et spécialisé dans la fabrication d'[appareils de diagnostic médical](#).