

STETHOSCOPE DE PINARD EN BOIS AUSCULTATION FOËTALE - unité

Référence 08880



Prix du produit :

9,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **stéthoscope de Pinard en bois** est conçu pour l'écoute fœtale manuelle pendant la grossesse, avec une prise en main intuitive et une longueur de **17,5 cm**. Réalisé en bois de schima, il associe légèreté **41 g** et encombrement réduit pour le suivi prénatal.

Bois de schima • Longueur 17,5 cm • Diamètre de l'entonnoir 4,7 cm • Poids 41 g

Description du produit :

Stéthoscope de Pinard en bois, pour l'écoute fœtale manuelle

Ce stéthoscope obstétrical est destiné à l'auscultation des bruits cardiaques fœtaux au cours de la grossesse. Le **stéthoscope de Pinard en bois** reprend la forme traditionnelle appréciée en pratique prénatale, dans un format de **17,5 cm**.

Son utilisation manuelle permet une écoute directe, avec un instrument simple à intégrer aux examens courants. Son poids limité à **41 g** favorise une manipulation aisée en consultation comme lors des déplacements.

Fabriqué en **bois de schima**, il offre un entretien facile après usage. Idéal pour **sage-femmes, gynécologues, maternités, cabinets médicaux, centres de PMI et infirmiers intervenant en suivi prénatal**.

Points forts

- **Conception Pinard** : forme dédiée à l'auscultation fœtale, adaptée aux habitudes de travail en obstétrique et au suivi de grossesse.
- **Écoute directe** : la transmission acoustique convient au repérage des bruits cardiaques fœtaux lors des contrôles prénataux.
- **Dimensions compactes** : avec une longueur de **17,5 cm**, il se range facilement dans un tiroir, une trousse ou un équipement de consultation.
- **Poids léger** : ses **41 g** limitent l'encombrement et simplifient les manipulations répétées au fil de la journée.
- **Bois de schima** : matériau agréable en main, robuste et facile à nettoyer entre deux utilisations.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Stéthoscope de Pinard

Utilisation : Auscultation des bruits cardiaques fœtaux

Matériau : Bois de schima

Dimensions : Longueur 17,5 cm

Diamètre : Entonnoir 4,7 cm

Poids Net : 41 g

Fonctionnement : Manuel

Entretien : Nettoyage facile

Marque : Non renseignée

Conditionnement : Unité

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter un examen prénatal, les draps d'examen aident à préserver la surface de consultation. Le gel échographique peut être utile lors d'un contrôle associé. En déplacement, une mallette médicale permet d'organiser et transporter le matériel.