

SCOLIOMETRE MESURE DÉVIATION VERTÉBRALE - unité

Référence 08881

Prix du produit :

20,35 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **scoliomètre** est un instrument de lecture angulaire destiné à l'observation clinique des asymétries du tronc. Léger et peu encombrant, il couvre une plage de **-30 à +30°** dans un format de **168 x 54 x 10 mm**.

ABS et PMMA • Plage de mesure -30 à +30° •
Format compact • Poids 60 g

Description du produit :

Scoliomètre, contrôle clinique de la rotation du tronc

Ce scoliomètre sert à évaluer la déformation de la colonne vertébrale et à estimer l'angle de rotation du tronc. Il apporte une lecture simple et cohérente lors des examens cliniques de suivi. Idéal pour **pédiatres, orthopédistes, kinésithérapeutes, médecins du sport et infirmiers en consultation**.

Sa plage de mesure de **-30 à +30°** permet d'apprécier les variations observées d'une consultation à l'autre. Il constitue une solution pratique pour comparer rapidement des examens successifs sans recourir à un matériel encombrant.

Avec ses dimensions de **168 x 54 x 10 mm** et un poids net de **60 g**, il se transporte et se manipule facilement. Son encoche contribue à un positionnement plus précis pendant l'évaluation.

Points forts

- **Lecture de -30 à +30°** : cette amplitude de mesure permet d'apprécier l'inclinaison du tronc et d'observer l'évolution des déformations vertébrales au fil du temps.
- **Instrument compact** : son format **168 x 54 x 10 mm** s'intègre facilement dans l'équipement de consultation, de dépistage ou de suivi.
- **Manipulation légère** : avec un poids de **60 g**, il reste simple à utiliser lors d'examens répétés et de contrôles réguliers.
- **Conception en ABS et PMMA** : ces matériaux techniques associent rigidité de l'instrument et bonne lisibilité en usage quotidien.
- **Encoche de positionnement** : elle facilite l'appui sur la zone examinée et aide à retrouver un placement régulier d'une mesure à l'autre.
- **Usage transversal** : adapté aux pratiques en pédiatrie, orthopédie et kinésithérapie pour l'évaluation initiale comme pour le suivi.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Scoliomètre

Utilisation : Réutilisable

Fonction : Mesure de la déformation de la colonne vertébrale

Plage de mesure : De +30 à -30°

Dimensions : 168 x 54 x 10 mm

Poids Net : 60 g

Matériau : Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Particularité : Avec encoche

Domaines d'utilisation : Pédiatrie, orthopédie, kinésithérapie

Conditionnement : Unité

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'examen, les toises médicales participent au suivi statural en consultation. Les divans pédiatriques facilitent l'installation du patient, tandis que les marteaux à réflexes prolongent l'évaluation clinique lors d'un bilan locomoteur ou neurologique.