

# COMPAS DE MESURE ECG

Référence 08883



Prix du produit :

**8,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Ce **compas de mesure ECG** est un outil indispensable pour les professionnels de la santé dans l'**analyse des tracés électrocardiographiques**. Conçu pour apporter une précision optimale, il permet de **prendre des repères fiables** sur les intervalles, segments et ondes, facilitant l'interprétation des mesures ECG.

Description du produit :

Avec sa **conception ergonomique**, ce compas garantit une utilisation simple et confortable, offrant un contrôle précis et constant. Les professionnels peuvent ainsi effectuer des **évaluations ECG** précises en toute confiance, qu'ils soient en cabinet ou en situation d'urgence.

Caractéristiques :

- **Précision de mesure** : Offre une exactitude optimale pour l'évaluation des amplitudes ECG.
- **Distance de mesure réglable** : Ajustable de manière fiable, pour une meilleure adaptation aux besoins de chaque mesure.
- **Résistance personnalisable** : Équipé d'une vis permettant de contrôler la résistance pour une utilisation flexible.
- **Entretien facile** : Fabriqué avec des matériaux durables, il est simple à nettoyer après chaque

usage.

- **Accessoires inclus** : Livré avec un étui de protection et une règle pour une précision accrue.
- **Matériaux** : Réalisé en laiton chromé pour une durabilité maximale et copolymère ABS.
- **Dimensions** : 115 mm de longueur, offrant un format pratique pour une manipulation aisée.
- **Poids** : 38 g, parfaitement équilibré pour une prise en main stable.