

COMPAS DE MESURE ECG PRÉCISION RÉGLABLE - unité

Référence 08883



Prix du produit :

9,17 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **compas de mesure ECG** permet de contrôler visuellement les écarts sur un tracé avec une ouverture ajustable et stable. Fabriqué en laiton chromé et ABS, il affiche une longueur de **115 mm** pour seulement **38 g**.

Précision réglable • Règle intégrée • Étui de protection • 115 mm

Description du produit :

Compas de mesure ECG, réglage stable pour tracés papier

Ce compas de mesure ECG est conçu pour apprécier avec exactitude les intervalles, segments et ondes visibles sur les tracés. Son ouverture ajustable permet de reporter un écart d'un complexe à l'autre avec constance. Idéal pour **cabinets médicaux, services de cardiologie, centres de diagnostic et infirmiers formés à la lecture ECG**.

Sa conception en **laiton chromé** et **ABS** associe solidité, légèreté et entretien simple. La prise en main reste confortable pour un usage régulier lors de la lecture de bandes papier.

Avec **115 mm** de longueur et un poids net de **38 g**, il trouve facilement sa place sur un bureau ou dans une mallette. La vis de résistance réglable conserve l'écartement sélectionné pendant la relecture du tracé.

Points forts

- **Lecture des repères** : aide à comparer précisément amplitudes, segments, intervalles et ondes sur les enregistrements ECG papier.
- **Distance ajustable** : l'ouverture se règle selon la mesure à effectuer, pour s'adapter aux différents besoins d'interprétation.
- **Réglage conservé** : la vis de résistance réglable maintient l'écartement choisi et limite les variations involontaires pendant l'utilisation.
- **Conception durable** : l'association du laiton chromé et du copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) offre une bonne résistance mécanique avec un entretien facile.
- **Format maniable** : sa dimension de **115 mm** et son poids de **38 g** favorisent une manipulation simple en consultation comme en déplacement.
- **Équipement fourni** : la règle et l'étui de protection complètent l'usage pour la lecture et le rangement du compas.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Compas de mesure ECG

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Manuel

Dimensions : 115 mm

Poids Net : 38 g

Matériau : Laiton chromé et copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Réglage : Distance de mesure ajustable

Maintien du réglage : Vis de résistance réglable

Entretien : Facile à nettoyer

Accessoires inclus : Étui de protection et règle

Type d'usage : Interprétation des mesures ECG

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient un compas de mesure ECG, une règle et un étui de protection.

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour exploiter pleinement les tracés, les papiers pour ecg facilitent une lecture nette sur support imprimé. Les câbles & accessoires pour ecg complètent l'équipement de l'appareil, tandis que les électrodes ecg participent au recueil du signal avant analyse.