

BROSSE A INSTRUMENTS EN LAITON

Référence 08884



Prix du produit :

2,79 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **brosse à instrument en laiton 1m4** est conçue pour offrir un **nettoyage approfondi des instruments médicaux**. Grâce à ses poils robustes et sa fabrication en laiton, elle assure une élimination efficace des taches et des salissures tenaces, permettant ainsi un entretien rigoureux des équipements médicaux.

Description du produit :

Dotée d'une **poignée ergonomique**, cette brosse garantit une manipulation confortable et un nettoyage sans effort, même pour les tâches difficiles.

Sa **longueur de brosse de 18 cm** et ses **poils de 13 mm** la rendent particulièrement adaptée pour atteindre les zones les plus inaccessibles des instruments, assurant une propreté optimale à chaque utilisation.

Caractéristiques :

- **Usage** : Brosse spécialement conçue pour le nettoyage approfondi des instruments médicaux.
- **Efficacité** : Élimine efficacement les taches et les résidus tenaces pour un entretien professionnel.
- **Autoclavable** : Résiste aux températures élevées, garantissant une hygiène parfaite.
- **Matériau** : Fabriquée en laiton, pour une durabilité et une efficacité maximales.

- **Ergonomie** : Poignée confortable pour une manipulation facilitée, même lors d'un nettoyage intensif.
- **Dimensions** : Longueur de la brosse de 18 cm, avec poils de 13 mm pour atteindre les zones difficiles.
- **Variantes** : Existe également en versions nylon et acier inoxydable pour s'adapter à divers besoins de nettoyage.

Cette **brosse à instrument en laiton** est idéale pour les professionnels de la santé, offrant un entretien optimal et un nettoyage facilité des instruments médicaux les plus exigeants.