

BROSSE À INSTRUMENTS LAITON AUTOCLAVABLE - unité

Référence 08884



Prix du produit :

2,85 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **brosse à instruments en laiton** permet un brossage manuel ciblé des instruments médicaux, avec une poignée ergonomique, une longueur de **18 cm** et des poils de **13 mm**. **Autoclavable**, elle convient à l'entretien approfondi des zones complexes.

Autoclavable • Laiton • Poignée ergonomique •
Unité

Description du produit :

Brosse à instruments en laiton, pour zones difficiles

Cette brosse à instruments est conçue pour le nettoyage manuel des dispositifs réutilisables. Sa structure en laiton, sa longueur de **18 cm** et ses poils de **13 mm** favorisent un travail précis sur les parties délicates.

Elle aide à déloger les salissures persistantes dans les reliefs, les charnières et les zones peu accessibles. La poignée ergonomique améliore la tenue en main lors des opérations répétées de nettoyage.

Autoclavable, elle trouve facilement sa place dans les protocoles d'entretien du matériel réutilisable. Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, blocs opératoires, services hospitaliers, cliniques et cabinets de podologie.

Points forts

- **Laiton** : ce matériau convient au nettoyage approfondi et facilite le retrait des résidus tenaces sur les instruments réutilisables.
- **Longueur de 18 cm** : ce format offre une bonne portée et une manipulation pratique pour traiter différentes configurations d'instruments.
- **Poils de 13 mm** : ils accèdent plus facilement aux rainures, reliefs et articulations pour un brossage manuel plus précis.
- **Poignée ergonomique** : elle apporte une prise en main plus confortable et aide à mieux contrôler le geste pendant l'entretien.
- **Autoclavable** : la brosse peut être intégrée aux procédures de remise en état après utilisation selon l'organisation du service.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Brosse à instruments

Matériau : Laiton

Longueur de la brosse : 18 cm

Longueur des poils : 13 mm

Poignée : Ergonomique

Entretien : Autoclavable

Utilisation : Nettoyage approfondi des instruments médicaux

Formats disponibles : Existe aussi en nylon et en acier inoxydable

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le protocole de retraitement, les solutions de désinfection des instruments s'utilisent après le nettoyage manuel. Un nettoyeur à ultrasons peut faciliter le traitement des zones complexes. Les autoclaves médicaux prennent ensuite le relais dans le cycle d'entretien du matériel.