

# BROSSE À INSTRUMENTS NYLON AUTOCLAVABLE - longueur 18 cm

Référence 08885



Prix du produit :

**2,85 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Brosse à instruments en nylon** conçue pour le nettoyage manuel du matériel médical, avec une longueur de **18 cm**, des poils de **13 mm** et une prise en main ergonomique. **Autoclavable**, elle facilite l'entretien précis des zones peu accessibles.

Autoclavable • Nylon • Poils de 13 mm • Longueur 18 cm

Description du produit :

Brosse à instruments en nylon, usage précis au quotidien

Cette brosse à instruments en nylon est pensée pour le nettoyage manuel du matériel utilisé en pratique courante. Avec sa longueur de **18 cm**, ses poils de **13 mm** et sa poignée ergonomique, elle aide à atteindre plus facilement les parties étroites.

**Autoclavable**, elle trouve naturellement sa place dans les procédures d'hygiène en cabinet, en clinique ou à l'hôpital. Elle permet de retirer les souillures visibles sur les instruments avant la poursuite du protocole de traitement.

Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, services hospitaliers, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux. Elle répond aussi aux besoins des professionnels recherchant un accessoire simple pour un entretien manuel ciblé.

Points forts

- **Nylon** : ce matériau convient au brossage courant des instruments et constitue une solution pratique pour l'entretien manuel.
- **Format 18 cm** : cette longueur apporte un bon équilibre entre maniabilité et contrôle du geste au poste de nettoyage.
- **Poils de 13 mm** : ils facilitent l'accès aux reliefs, articulations et zones resserrées des instruments médicaux.
- **Poignée ergonomique** : elle améliore la tenue en main et rend l'utilisation plus confortable, y compris avec des gants.
- **Autoclavable** : la brosse peut être intégrée aux routines d'hygiène adaptées aux environnements professionnels.
- **Utilisation polyvalente** : utile en salle de soins, au cabinet ou en zone de pré-désinfection pour préparer les instruments avant les étapes suivantes.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Brosse à instruments

**Matériau** : Nylon

**Longueur totale** : 18 cm

**Longueur des poils** : 13 mm

**Poignée** : Ergonomique

**Utilisation** : Nettoyage et entretien des instruments médicaux

**Entretien** : Autoclavable

**Fonctionnement** : Manuel

**Classement** : Accessoire de nettoyage non dispositif médical

**Formats disponibles** : Existe aussi en version laiton et acier inoxydable

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

**Classe** : Accessoire de nettoyage non dispositif médical

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le nettoyage manuel, les solutions de désinfection des instruments s'intègrent dans votre organisation d'hygiène. Un nettoyeur à ultrasons aide à traiter les zones complexes, puis les autoclaves médicaux prennent le relais dans le protocole de traitement.