

BROSSE À INSTRUMENTS ACIER INOXYDABLE AUTOCLAVABLE - 18 cm

Référence 08886



Prix du produit :

2,85 € taxe inclu

Description brève du produit :

La brosse à instruments en acier inoxydable est conçue pour le nettoyage manuel du matériel médical, avec une longueur de **18 cm** et des poils de **13 mm** pour atteindre les reliefs, rainures et zones étroites.

Autoclavable • Acier inoxydable • Poils de 13 mm • Longueur 18 cm

Description du produit :

Brosse à instruments inox, pour l'entretien manuel précis

Cette brosse à instruments est pensée pour le nettoyage manuel des dispositifs réutilisables. Sa conception en **acier inoxydable**, sa longueur de **18 cm** et ses poils de **13 mm** permettent de travailler avec précision sur les zones peu accessibles.

Son manche ergonomique favorise une prise en main stable lors du brossage. Elle s'utilise avant le cycle suivant pour éliminer les résidus visibles et les salissures adhérentes sur les parties fonctionnelles du matériel.

Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, services hospitaliers, EHPAD, cliniques et professionnels de la stérilisation.

Points forts

- **Structure en acier inoxydable** : matériau adapté à un usage répété dans les

environnements de soins et d'entretien du matériel.

- **Format 18 cm** : longueur pratique pour conserver de la précision pendant les opérations de nettoyage manuel.
- **Poils de 13 mm** : facilitent l'accès aux charnières, stries, reliefs et zones difficiles d'accès.
- **Poignée ergonomique** : améliore le confort de tenue et accompagne les gestes de brossage prolongés.
- **Autoclavable** : compatible avec les protocoles d'hygiène appliqués au retraitement du matériel réutilisable.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Brosse à instruments

Matériau : Acier inoxydable

Dimensions : Longueur totale 18 cm

Longueur des poils : 13 mm

Poignée : Ergonomique

Utilisation : Nettoyage et entretien des instruments médicaux

Fonctionnement : Manuel

Entretien : Autoclavable

Classe : Accessoire de nettoyage

Formats disponibles : Existe aussi en version laiton et nylon

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le protocole d'entretien, les nettoyant instruments aident à préparer le matériel avant le brossage. Les bacs de trempage & accessoires organisent la phase de pré-désinfection, puis les autoclaves médicaux prennent le relais pour la suite du retraitement.