

BROSSE A INSTRUMENTS DOUBLE TETE EN NYLON

Référence 08887



Prix du produit :

2,85 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **brosse à instruments double tête en nylon** est spécialement conçue pour le **nettoyage précis et doux des instruments médicaux**. Dotée de deux têtes en nylon, cette brosse offre une **polyvalence** unique qui permet de traiter à la fois les surfaces larges et les zones difficiles d'accès pour un entretien complet et respectueux de l'équipement.

Description du produit :

Pratique et efficace, cette brosse à double tête garantit un **entretien optimal**, contribuant ainsi à la longévité et à l'hygiène de vos instruments. Son design ergonomique assure une prise en main facile, facilitant un nettoyage en profondeur tout en douceur.

Caractéristiques :

- **Double tête en nylon** : Deux têtes pour une polyvalence de nettoyage, adaptées à différentes zones des instruments.
- **Nettoyage doux** : Poils en nylon offrant une élimination efficace des taches sans risque de rayure.
- **Autoclavable** : Résiste aux hautes températures pour un nettoyage stérile et sécurisé.

- **Dimensions** : Longueur de la brosse de 18 cm, grande tête avec poils de 12 mm, petite tête avec poils de 6 mm.
- **Ergonomie** : Conception légère (8 g) et poignée en polypropylène pour une manipulation facilitée.
- **Matériau** : Fabriquée en polypropylène et nylon pour une durabilité accrue.

Cette **brosse à double tête en nylon** est idéale pour les professionnels de la santé souhaitant un entretien efficace et soigné de leurs instruments médicaux, garantissant propreté et durabilité.