

BROSSE À INSTRUMENTS DOUBLE TÊTE NYLON AUTOCLAVABLE - longueur 18 cm

Référence 08887



Prix du produit :

2,85 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **brosse à instruments double tête en nylon** permet un brossage manuel précis des instruments grâce à deux formats de têtes complémentaires. Conçue en polypropylène, avec une longueur de **18 cm** et des poils de **12 mm** et **6 mm**, elle associe légèreté et maniabilité.

Autoclavable • Double tête • Polypropylène et nylon • Poids 8 g

Description du produit :

Brosse à instruments double tête, pratique pour les zones difficiles

Cette brosse à instruments est pensée pour le nettoyage manuel du matériel réutilisable. Sa double tête en nylon aide à traiter aussi bien les parties visibles que les recoins plus étroits, dans un format compact de **18 cm**.

La tête large convient aux surfaces plus ouvertes, tandis que la tête fine facilite le passage au niveau des reliefs, articulations ou zones moins accessibles. Les fibres de **12 mm** et **6 mm** apportent un brossage souple et contrôlé.

Fabriquée en **polypropylène** et **nylon**, cette brosse est autoclavable et adaptée à un usage répété. Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, services de stérilisation, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Deux têtes complémentaires** : la combinaison d'une grande tête et d'une petite tête facilite le nettoyage des surfaces larges comme des zones plus précises.
- **Fibres en nylon** : les poils offrent une action de brossage douce, adaptée à l'entretien manuel des instruments.
- **Longueur de 18 cm** : ce format favorise une bonne prise en main au poste de nettoyage ou à proximité d'un bac de trempage.
- **Autoclavable** : la brosse peut s'intégrer à une routine d'entretien régulière du matériel réutilisable.
- **Poids léger** : avec seulement **8 g**, elle reste facile à manipuler lors de séries de nettoyage successives.
- **Usage polyvalent** : utile pour brosser un instrument articulé, une zone fine ou des reliefs avant la suite du traitement du matériel.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Brosse à instruments

Dimensions : Longueur 18 cm

Longueur des poils grande tête : 12 mm

Longueur des poils petite tête : 6 mm

Largeur de la grande tête : 37 mm

Largeur de la petite tête : 24 mm

Poids Net : 8 g

Matériau : Polypropylène et nylon

Couleur : Blanc

Fonctionnement : Manuel

Utilisation : Réutilisable

Conditionnement : À l'unité

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser le prétraitement, les bacs de trempage & accessoires sont utiles avant le brossage. Un nettoyant instruments peut compléter l'entretien manuel. Après cette étape, les autoclaves médicaux s'intègrent dans le traitement du matériel réutilisable.

