

# DETECTEUR DE POINTS D'ACUPUNCTURE

Référence 08888

Prix du produit :

**6,07 € taxe inclu**

Description brève du produit :



Ce **détecteur de points d'acupuncture en acier inoxydable** est l'outil idéal pour localiser précisément les points d'acupuncture sur le corps.

Conçu avec soin, il est équipé de deux têtes à billes de tailles différentes, adaptées aux contours variés du corps pour un accès optimal aux points spécifiques.

Description du produit :

Sa double tête à billes, mesurant **1,5 mm et 1,9 mm de diamètre**, permet une **flexibilité d'utilisation** qui répond aux besoins des praticiens en médecine traditionnelle. Sa fabrication en acier inoxydable assure une **résistance et une longévité exceptionnelles**, tandis que son entretien est simple grâce à sa surface lisse et résistante aux nettoyages répétés.

Caractéristiques :

- **Précision** : Deux têtes à billes offrant des options de mesure avec des diamètres de 1,5 mm et 1,9 mm.
- **Durabilité** : Fabriqué en acier inoxydable, pour un outil robuste, résistant et durable.
- **Polyvalence** : Extrémités courbées pour s'adapter facilement aux diverses zones du corps, assurant confort et précision.

- **Entretien facile** : Nettoyage rapide et résistant aux désinfections fréquentes.
- **Dimensions** : Longueur totale de 17 cm, poids léger de 18 g pour une utilisation prolongée sans fatigue.

Le **détecteur de points d'acupuncture** est un indispensable pour les professionnels de l'acupuncture, alliant précision, durabilité et simplicité d'entretien pour une pratique efficace et sans compromis.