

GANTS LATEX CHIRURGICAUX STÉRILES TRÈS PEU POWDRÉS DREXCO MÉDICAL - boîte de 50 paires

Référence 09016



Prix du produit :

18,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les gants latex chirurgicaux stériles très peu poudrés DREXCO MÉDICAL associent **stérilité**, souplesse du latex naturel et surface micro-texturée pour les gestes nécessitant précision et régularité. Présentés en **boîte de 50 paires**, ils conviennent aux actes stériles et à la manipulation d'instruments. Existe en plusieurs tailles.

Stérile • DM IIa • BS EN 455-1,2,3 & 4 • Boîte de 50 paires

Description du produit :

Gants chirurgicaux stériles, maîtrise et aisance au geste

Ces gants stériles sont destinés aux interventions où une protection fiable et une bonne précision manuelle sont recherchées. Les **gants latex chirurgicaux stériles très peu poudrés DREXCO MÉDICAL**, à **usage unique**, sont proposés en **boîte de 50 paires**.

Conditionné par paires dans un emballage pelable, ce modèle s'intègre facilement aux protocoles d'asepsie. Sa surface micro-texturée contribue à sécuriser la tenue des instruments lors des manipulations fines.

Le latex naturel procure une sensation de souplesse favorable aux gestes minutieux. Idéal pour les blocs opératoires, cliniques, cabinets médicaux, centres de soins et infirmiers de bloc.

Points forts

- **Usage stérile** : conçu pour les procédures nécessitant un gant stérile, avec un conditionnement adapté aux organisations de soin exigeantes.
- **Latex naturel** : matière souple offrant un bon ressenti tactile et accompagnant les mouvements de la main pendant l'acte.
- **Très peu poudrés** : facilite la mise en place tout en limitant la présence de poudre pendant l'utilisation.
- **Micro-texturés** : la surface améliore la préhension des instruments et soutient la précision du geste technique.
- **Emballage pelable par paires** : ouverture pratique pour une préparation rapide dans un environnement aseptique.
- **Plusieurs tailles** : permet un ajustement plus précis afin de préserver confort de port et dextérité.

Caractéristiques techniques

Marque : Drexco Médical

Fabricant : Drexco Médical

Type de produit : Gants chirurgicaux stériles

Matière : Latex naturel

Utilisation : Usage unique

Poudrage : Très peu poudrés

Surface : Micro-texturée

Couleur : Blanc

Stérilisation : Oui

Conditionnement : Boîte de 50 paires

Conditionnement/emballage : Emballage pelable par paires

Lot : 100 pièces

Formats disponibles : XS, S, M, L

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 2 ans

Tailles : Médium (7/8) ; Large (8/9) ; Small (6/7)

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : BS EN 455-1,2,3 & 4

Norme : ASTM D-3577

Norme : ISO 10282

Fabricant : Drexco Médical

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter la préparation au soin, les gels hydroalcooliques participent à l'hygiène des mains avant l'enfilage. Les champs de soins aident à structurer la zone de travail, tandis que les masques chirurgicaux s'intègrent aux procédures techniques et stériles.