

Lampe LED 6W Pour Petite Chirurgie

Référence 08064



Prix du produit :

189,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lampe LED 6W

Obtenez un éclairage optimal pour vos interventions avec cette **lampe LED de 6 W**, spécialement conçue pour les petites chirurgies.

Description du produit :

Lampe LED 6W

Cette **lampe LED de 6 W pour petite chirurgie** est l'équipement parfait pour les petites interventions nécessitant un éclairage précis. Conçue avec un variateur électronique intégré, elle offre un confort d'utilisation optimal et une manipulation aisée grâce à sa poignée intégrée.

Idéale pour les professionnels recherchant une lampe à la fois performante et pratique, cette lampe LED combine robustesse, maniabilité et efficacité.

Caractéristiques :

- Faisceau lumineux puissant avec un diamètre d'éclairage de 8 cm.
- 6 LED de 6000° K offrant un éclairement de ? 8000 LUX.
- Longue durée de vie de 50 000 heures.
- Bras flexible orientable à 360°, d'une longueur de 76 cm, pour un positionnement idéal.

- Fixation sur pied à roulettes pour une mobilité accrue.
- Hauteur du pied : 985 mm, mesurée du sol à la base de l'embase.
- Câble d'alimentation de 1,90 m assurant une liberté de mouvement.
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz.
- Coloris époxy blanc pour une finition élégante et résistante.

Garantie de 3 ans. Marquage CE.