

GEL ULTRASON MEDI'GEL INCOLORE SANS MICROBULLES MEDICLINIC - flacon de 250 ml

Référence 09072



Prix du produit :

0,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **gel ultrason incolore MEDI'GEL MEDICLINIC** crée une interface régulière entre la peau et la sonde pour les examens d'échographie, doppler et ECG. Sa formule anallergique, sans parfum et sans microbulles, en **flacon de 250 ml** à bouchon clapet, est adaptée à un usage professionnel **non stérile**. Existe en plusieurs modèles.

CE • Sans microbulles • Sans parfum • Flacon de 250 ml

Description du produit :

Gel ultrason Medi'Gel, application nette pour examens externes

Le gel échographique **MEDI'GEL MEDICLINIC** est conçu pour établir un contact uniforme entre la sonde et la peau. Sa formule **incolore, sans microbulles** et **non stérile** convient aux examens d'échographie, de doppler et d'ECG.

Présenté en **250 ml** avec bouchon à clapet, il permet une distribution simple et rapide au poste de soin. Ce format se prête aussi bien aux actes fréquents en imagerie qu'aux usages ponctuels en consultation.

Sans parfum, sans parabène et anallergique, il a été pensé pour un usage confortable et une bonne compatibilité avec les sondes. Idéal pour les cabinets médicaux, centres d'imagerie,

cliniques, hôpitaux, sages-femmes et infirmiers réalisant des examens externes.

Points forts

- **Contact régulier** : favorise une liaison homogène entre la sonde et la peau pour accompagner les examens externes dans de bonnes conditions d'utilisation.
- **Formule sans microbulles** : aide à limiter les perturbations lors de l'exploration et soutient une application constante au quotidien.
- **Aspect incolore** : améliore la discrétion d'utilisation et facilite l'intégration dans les environnements médicaux à rythme soutenu.
- **Utilisation confortable** : composition anallergique, sans parfum et sans parabène, adaptée aux manipulations répétées en cabinet comme en établissement de santé.
- **Flacon pratique** : le bouchon à clapet simplifie le dosage et accélère l'application pendant l'acte.
- **Compatible avec les sondes** : formulé pour être utilisé avec les équipements d'imagerie médicale dédiés à l'échographie, au doppler et à l'ECG.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : MEDICLINIC

Fabricant : Medi Gel

Type de produit : Gel de contact pour examens externes

Conditionnement : Flacon de 250 ml avec bouchon à clapet

Formats disponibles : Flacon de 250 ml, bidon de 5 litres

Couleur : Incolore

Composition : Aqua (Water), Carbone, Triethanolamine, Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Acetic Acid

Matériau : Gel aqueux

pH : $6,2 \pm 0,4$

Densité : $1,02 \text{ g/cm}^3$

Viscosité : $80\ 000 \pm 10\ 000 \text{ cps}$

Fonctionnement : Manuel, prêt à l'emploi

Utilisation : Usage professionnel, non stérile

Compatibilité : Sondes d'imagerie médicale

Examens compatibles : Échographie, doppler, ECG

Formulation : Anallergique, sans parfum, sans microbulles, sans parabène

Durée de validité : 5 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Medi Gel

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'organisation du poste, les protection pour sondes participent à la préservation du matériel lors des examens répétés. Les draps d'examen aident à maintenir une surface propre entre deux patients, tandis que les essuie-mains facilitent l'essuyage du gel après utilisation.