

GEL ULTRASON MEDI'GEL BLEU SANS MICROBULLES MEDICLINIC - flacon de 250 ml

Référence 09071



Prix du produit :

1,01 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le gel ultrason **Medi'Gel bleu Mediclinic** assure un couplage régulier entre la sonde et la peau pour les examens externes. Sa formule sans parfum, anallergique et **sans microbulles**, proposée en **flacon de 250 ml** avec bouchon à clapet, convient à l'échographie, au doppler et à l'ECG.

CE • Sans microbulles • Sans parfum • Flacon de 250 ml

Description du produit :

Gel ultrason Medi'Gel bleu, application nette et homogène

Ce gel échographique **Medi'Gel Mediclinic** en **250 ml** est conçu pour les examens externes nécessitant un contact régulier entre la sonde et la peau. Il s'utilise prêt à l'emploi en échographie, doppler et ECG.

Sa formule **sans microbulles** favorise une répartition uniforme du gel sur la zone à explorer. Également **sans parfum** et anallergique, elle s'intègre facilement aux usages répétés en environnement médical.

Le flacon avec bouchon à clapet aide à doser rapidement la quantité souhaitée et à garder un poste de travail propre. Idéal pour les cabinets médicaux, centres d'imagerie, cliniques, hôpitaux, sages-femmes et infirmiers réalisant des examens instrumentaux.

Points forts

- **Gel de contact pour examens externes** : améliore l'interface entre la peau et la sonde afin d'accompagner les gestes d'échographie, de doppler et d'ECG.
- **Formule sans microbulles** : aide à obtenir une application plus homogène et limite les perturbations liées à la présence d'air dans le gel.
- **Confort d'utilisation** : composition anallergique et sans parfum, adaptée aux pratiques quotidiennes en cabinet, en service ou en salle d'examen.
- **Flacon pratique de 250 ml** : le bouchon à clapet permet un usage simple et un dosage rapide entre deux actes.
- **Compatible sondes d'imagerie médicale** : s'intègre aux protocoles courants pour les examens instrumentaux réalisés avec du matériel d'imagerie.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : MEDICLINIC

Fabricant : Medi Gel

Type de produit : gel de contact pour examens externes

Contenance : 250 ml

Conditionnement : flacon avec bouchon à clapet

Couleur : bleu

Utilisation : usage professionnel, non stérile

Fonctionnement : manuel, prêt à l'emploi

Examens compatibles : échographie, doppler, ECG

Formulation : anallergique, sans parfum, sans microbulles, sans parabène

Compatibilité : adapté aux sondes d'imagerie médicale

Composition : Aqua (Water), Carbone, Triethanolamine, Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Acetic Acid

pH : $6,2 \pm 0,4$

Densité : $1,02 \text{ g/cm}^3$

Viscosité : $80\ 000 \pm 10\ 000 \text{ cps}$

Formats disponibles : flacon de 250 ml, bidon de 5 l

Durée de validité : 5 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Medi Gel

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation du poste, les protection pour sondes participent à la gestion du matériel lors des examens. Les draps d'examen facilitent la remise en état de la table, tandis que les essuie-mains sont utiles pour retirer le gel après le geste.