

# BALANCE IMPEDANCEMETRE ELECTRONIQUE SCALE 180 ECRAN LCD 180 KG - noir

Référence 08017



Prix du produit :

**38,75 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **balance impédancemètre électronique Scale 180 Drexco Médical** associe pesée et analyse de la composition corporelle sur une plateforme en verre de **300 x 265 mm**. Avec sa portée de **180 kg** et son calcul de l'IMC, elle convient au suivi régulier à domicile.

CE • Analyse de la composition corporelle •  
Graduation 100 g • 2 piles AA

Description du produit :

[Scale 180, le suivi corporel en format domestique](#)

Cette balance impédancemètre réunit la mesure du poids et l'analyse de plusieurs données corporelles sur un même appareil. La **balance impédancemètre électronique Scale 180** offre une capacité de **180 kg**, un calcul de l'**IMC** et un affichage LCD facile à consulter.

Sa plateforme en verre de **300 x 265 mm** est équipée d'électrodes en acier inoxydable brossé dédiées à l'analyse corporelle. La lecture digitale sur grand écran apporte un affichage clair au quotidien, notamment lors d'une pesée à la maison.

Idéal pour les particuliers, les patients en suivi pondéral, les professionnels de santé en conseil d'équipement et les structures de prévention. Elle permet de visualiser l'évolution de la masse musculaire, osseuse, grasseuse et hydrique plus largement qu'une balance standard.

## Points forts

- **Analyse corporelle multiple** : affiche la masse corporelle, la masse grasseuse, la masse hydrique, la masse osseuse, la masse musculaire et l'IMC pour un suivi élargi.
- **Capacité jusqu'à 180 kg** : adaptée à de nombreux profils d'utilisateurs en usage privé, avec une plage de pesée confortable.
- **Affichage LCD grand format** : les données sont plus simples à lire grâce à un écran digital bien visible.
- **Plateau en verre** : la structure de 300 x 265 mm favorise une bonne stabilité et s'entretient facilement au quotidien.
- **Graduation de 100 g** : utile pour observer les variations de poids avec un niveau de détail adapté au suivi régulier.
- **Mise en service simple** : fonctionnement électronique avec alimentation par 2 piles AA non incluses, sans installation complexe.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Balance impédancemètre électronique

**Usage** : Usage privé

**Capacité maximale** : 180 kg

**Graduation** : 100 g

**Dimensions plateforme** : 300 x 265 mm

**Écran** : Grand écran LCD

**Mesures** : Masse corporelle, masse grasseuse, masse hydrique, masse osseuse, masse musculaire, IMC

**Matériau** : Verre

**Électrodes** : Acier inoxydable brossé

**Alimentation** : 2 piles AA non incluses

**Couleur** : Noir

**Fonctionnement** : Électronique, lecture digitale

**Marque** : Drexco Médical

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le suivi, une toise médicale permet d'ajouter la mesure de la taille au calcul de l'IMC. Un tensiomètre électronique ou un oxymètre de pouls peuvent aussi accompagner les contrôles de routine à domicile.