


# Toise Mécanique Adulte PRECISION 210

Référence 09059



Prix du produit :

**96,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

## Toise mécanique adulte Précision 210

La toise mécanique Précision 210 est conçue pour mesurer avec précision la taille des adultes, jusqu'à une hauteur maximale de 210 cm. Idéale pour les environnements professionnels, elle permet également d'accueillir un pèse-personne sur son plateau intégré, offrant une solution pratique pour mesurer et peser en une seule opération.

Avec sa construction robuste et son prix abordable, cette toise est un choix parfait pour les établissements de santé et les professionnels souhaitant un outil fiable pour des mesures régulières et précises.

Pour découvrir plus de modèles et d'accessoires compatibles, explorez notre catégorie dédiée aux équipements de mesure médicale.

Description du produit :

## Toise mécanique adulte Précision 210

La toise mécanique adulte Précision 210 est un outil de mesure précis et polyvalent, conçu pour les professionnels de la santé souhaitant mesurer la taille des patients, enfants comme adultes, de 20 cm à 210 cm. Ce modèle innovant permet également l'insertion d'une balance pèse-personne dans son plateau, permettant ainsi de mesurer et peser simultanément.

Grâce à son cadre en aluminium robuste et ses graduations au millimètre, la toise Précision 210 assure une utilisation fiable et durable, idéale pour les cliniques et cabinets médicaux.

**Caractéristiques de la Toise mécanique Précision 210 :**

- **Plage de mesure** : de 20 à 210 cm, adaptée aux enfants et aux adultes.
- **Fonctionnalité combinée** : possibilité d'insertion d'un pèse-personne pour des mesures complètes.
- **Cadre en aluminium** : Structure légère et résistante pour une utilisation intensive.
- **Graduation précise** : Marquage au millimètre, garantissant des mesures exactes.
- **Dimensions du plateau** : 26,6 x 45 x 11,2 cm, pour accueillir un pèse-personne.
- **Montage facile** : Livrée démontée pour une installation rapide.
- **Garantie** : 2 ans.
- **Certification** : Conforme aux normes CE.

Avec sa précision et sa facilité d'utilisation, la toise Précision 210 est un choix optimal pour les professionnels exigeant des outils de mesure de qualité. Pour découvrir d'autres équipements de mesure, explorez notre catégorie dédiée aux instruments médicaux de précision.