

Electrodes Performance Plus Filaire Carre 50 X 50 mm (4)

Référence 09047



Prix du produit :

2,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

Électrodes carrées Performance Plus

Les **électrodes carrées Performance Plus** sont conçues pour offrir une expérience de **neurostimulation** de qualité, adaptée aux besoins des utilisateurs exigeants.

Ces électrodes autocollantes, réutilisables et de forme carrée, intègrent un gel performant associé à un film carbone, garantissant une conductivité optimale lors de chaque utilisation.

Description du produit :

Électrodes carrées Performance Plus

Les **électrodes carrées Performance Plus** sont des dispositifs polyvalents, adaptés pour divers types de traitements par électrothérapie.

Elles se composent d'un film textile de haute qualité, non lavable, et d'un gel hypoallergénique associé à un film carbone, garantissant une excellente conductivité et confort pour l'utilisateur.

Ces électrodes de neurostimulation, auto-adhésives et réutilisables, sont conçues pour assurer une tenue optimale et une efficacité prolongée, essentielles dans les séances de traitement. Chaque paquet comprend un sachet hermétique de quatre électrodes à fil, personnalisable au

nom du patient, avec un support dédié pour repositionner les électrodes après chaque utilisation.

Caractéristiques des Électrodes carrées Performance Plus :

- **Format** : 50 x 50 mm, idéal pour une application ciblée sur différentes zones du corps.
- **Film textile** : Résistant et confortable, non lavable, pour une utilisation répétée.
- **Gel hypoallergénique** : Adapté aux peaux sensibles, offrant une adhésion douce mais efficace.
- **Personnalisation** : Sachet hermétique avec option de marquage au nom du patient, facilitant l'identification et le suivi des traitements.
- **Réutilisabilité** : Conception durable permettant plusieurs cycles d'utilisation avec maintien de l'adhérence et de la conductivité.

Dimensions et spécifications techniques :

- **Format des électrodes** : Carrées, 50 x 50 mm.
- **Conditionnement** : Paquet de 4 électrodes.
- **Conformité aux normes** : Certifiées selon les normes européennes et médicales en vigueur.

Ces électrodes sont idéales pour les cliniques, cabinets médicaux et les patients ayant besoin de solutions de neurostimulation performantes et sûres.Électrodes TENS,