

Électrode DURA-STICK Carré 50 x 50 mm - Sachet de 4

Référence 09032



Prix du produit :

3,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes carrées Dura-Stick** se distinguent par leur conception innovante, garantissant une facilité d'utilisation optimale. Idéales pour les traitements d'électrothérapie, elles répondent aux besoins des professionnels de santé et des patients.

Description du produit :

Électrodes carrées Dura-Stick - Haute performance pour vos traitements

Les **électrodes carrées Dura-Stick** allient innovation et qualité pour répondre aux besoins des professionnels de santé et des patients. Conçues pour les traitements d'électrothérapie longue durée, elles offrent une solution fiable et confortable.

Caractéristiques des électrodes Dura-Stick :

Les électrodes Dura-Stick se distinguent par leur conception avancée et leurs matériaux de haute qualité, garantissant une utilisation optimale :

- **Film carbone haute conductibilité** : Assure une diffusion homogène et efficace des impulsions électriques.
- **Conception durable** : Conçues pour résister à 40 séances tout en maintenant leur efficacité.
- **Matériaux souples et confortables** : Fabriquées en mousse polyuréthane isolante, blanche, lavable, elles garantissent une excellente flexibilité pour un contact optimal avec la peau.

- **Gel Multistick® hypoallergénique** : Offre une adhérence parfaite tout en respectant les peaux sensibles.
- **Format pratique** : Dimensions de 50 x 50 mm, idéal pour une application ciblée et précise.

Avantages des électrodes carrées Dura-Stick :

- **Polyvalence** : Adaptées à tous les types de traitements, elles sont particulièrement recommandées pour les séances prolongées.
- **Praticité** : Livrées en sachets de 4 électrodes, elles sont prêtes à l'emploi.
- **Conformité aux normes CE** : Garanties d'une sécurité et d'une qualité conformes aux exigences européennes.

Pour découvrir d'autres modèles et accessoires complémentaires, explorez notre gamme dédiée aux solutions d'électrothérapie professionnelle.