

# ÉLECTRODE CARRÉE DURA-STICK FILAIRE 50 X 50 MM CEFAR - sachet de 4

Référence 09032



Prix du produit :

**3,75 € taxe inclu**

Description brève du produit :

L'électrode carrée Dura-Stick filaire 50 x 50 mm CEFAR est pensée pour l'électrostimulation avec câble, grâce à sa connectique banane 2 mm, son gel hypoallergénique et son support souple. Elle offre un format 50 x 50 mm pratique, une utilisation jusqu'à 40 séances et un conditionnement en sachet de 4 électrodes.

CE • Classe I • Filaire fiche banane 2 mm •  
Sachet de 4

Description du produit :

Électrode Dura-Stick filaire, application souple et conductrice

Cette électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques est destinée aux actes d'électrostimulation avec branchement filaire. La **Dura-Stick CEFAR**, en 50 x 50 mm, réunit mise en place aisée, bonne tenue cutanée et manipulation facilitée par son onglet.

Sa conception associe un film carbone haute conductibilité à un gel Multistick hypoallergénique pour accompagner une diffusion régulière du courant. Sa mousse polyuréthane isolante lavable apporte de la souplesse lors des poses répétées, en cabinet comme à domicile.

Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie et professionnels pratiquant l'électrothérapie. Son format carré convient aux applications fréquentes sur différentes zones du corps.

## Points forts

- **Dimensions 50 x 50 mm** : un format carré polyvalent, adapté à de nombreuses zones anatomiques avec un positionnement précis.
- **Connexion banane 2 mm** : compatibilité universelle avec de nombreux dispositifs d'électrostimulation filaires.
- **Film carbone haute conductibilité** : favorise une conduction homogène du courant pendant les séances répétées.
- **Gel Multistick hypoallergénique** : contribue à une bonne adhérence et à un usage plus confortable lors d'applications prolongées.
- **Onglet de préhension** : simplifie la pose et le retrait de l'électrode sans solliciter directement le fil.
- **Jusqu'à 40 séances** : une durée d'utilisation indiquée pour accompagner les protocoles réguliers d'électrothérapie.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrode autocollante filaire de neurostimulation

**Dimensions** : 50 x 50 mm

**Forme** : Carrée

**Connectique** : Fiche banane 2 mm universelle

**Conduction** : Film carbone haute conductibilité

**Gel** : Gel Multistick hypoallergénique

**Matériau externe** : Mousse polyuréthane isolante lavable, blanche

**Utilisation** : Repositionnable

**Durée d'utilisation** : Jusqu'à 40 séances

**Conditionnement** : Sachet de 4 électrodes

**Marque** : CEFAR

**EAN** : 3401097384634

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : Dispositif médical de classe I

**Marquage** : CE

**Fabricant** : Enovis™ - DJO France S.A.S

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter l'équipement, les câbles pour électrostimulateurs permettent de remplacer un accessoire de connexion. Un électrostimulateur 2 voies s'utilise pour des programmes ciblés. Les gels de massage peuvent s'intégrer avant ou après le travail manuel.