

# Compresse Stériles Non Tissées RAFFIN

Référence 01789



Prix du produit :

**5,89 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Compresse non-tissées stériles Raffin - Protection et nettoyage des plaies**

Les **compresse non-tissées stériles Raffin** sont spécialement conçues pour nettoyer et protéger efficacement les plaies, répondant aux besoins des professionnels de santé et des patients.

Description du produit :

**Compresse non-tissées stériles Raffin - Polyvalence et efficacité pour tous types de soins**

Les **compresse non-tissées stériles Raffin** sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels de santé et des particuliers. Idéales pour le traitement et la protection de tous types de plaies, elles allient qualité, douceur et fiabilité.

**Caractéristiques des compresse non-tissées stériles Raffin :**

Ces compresse se distinguent par leur conception avancée et leurs propriétés techniques, parfaitement adaptées aux soins médicaux :

- **Structure 4 épaisseurs** : Assure une absorption optimale et une protection renforcée.
- **Composition de qualité** : Fabriquées à partir de 67 % de viscose et 33 % de polyester, elles garantissent douceur et résistance.
- **Dimensions idéales** : Format de 7,5 x 7,5 cm, adapté à divers usages médicaux.
- **Conditionnement pratique** : Livrées en boîte de 250 compresse, comprenant 50 sachets de 5 compresse stériles pour une hygiène et une commodité maximales.
- **Conformité aux normes CE** : Assurent une sécurité et une efficacité conformes aux

standards européens.

**Avantages des compresses Raffin :**

- **Douceur et confort** : Respectueuses des tissus cutanés sensibles, elles conviennent parfaitement aux soins prolongés.
- **Polyvalence** : Adaptées aux soins courants et aux plaies plus complexes, elles répondent aux besoins des environnements médicaux variés.

Pour découvrir d'autres produits et accessoires complémentaires pour vos besoins médicaux, explorez notre gamme complète de dispositifs de soin professionnels.