

Lingettes désinfectantes sans alcool flowpack wancare

Référence 09019



Prix du produit :

3,22 € taxe inclu

Description brève du produit :

**Lingettes Désinfectantes Flowpack Sans Alcool
– Hygiène Médicale Simple et Rapide**

Les **lingettes Flowpack sans alcool** offrent une solution prête à l'emploi pour le **nettoyage et la désinfection rapide des dispositifs médicaux sensibles**, en conformité avec les normes les plus strictes.

Description du produit :

Caractéristiques principales

- Conviennent au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs (sondes endocavitaires, sondes d'échographie, endoscopes gainés, thermomètres, etc.).
- **Bactéricide** (EN 13727), **Mycobactéricide** (EN 14348), **Levuricide** (EN 13624), et **Virucide** (EN 14476+A2) avec un temps d'action de seulement 1 minute pour chaque norme.
- Fabriquées en **non-tissé**, elles sont robustes et adaptées aux environnements médicaux exigeants.
- Sans alcool, pour une désinfection sûre des surfaces sensibles et non immergeables.
- Dimensions : **20,5 x 19,5 cm**, parfaites pour une manipulation facile et efficace.
- Conditionnées dans un **flowpack pratique contenant 100 lingettes**, idéal pour une utilisation quotidienne.

Bénéfices utilisateur

- Une solution rapide et efficace pour maintenir un haut niveau d'hygiène dans les environnements médicaux, hospitaliers et en laboratoire.
- Action en une minute pour un gain de temps précieux tout en assurant une désinfection optimale.
- Sans alcool, ces lingettes protègent les dispositifs médicaux sensibles et non immergeables contre tout dommage potentiel.
- Format compact et pratique, parfaitement adapté aux besoins des professionnels de santé.

Mentions légales et normes

- Produit conforme aux normes européennes **EN 13727, EN 14348, EN 13624, et EN 14476+A2.**
- **Dangereux** – Respectez les précautions d'emploi indiquées sur l'emballage.

Commandez vos lingettes désinfectantes Flowpack sans alcool dès maintenant !

Explorez également notre gamme complète de [produits désinfectants](#) pour répondre à tous vos besoins en matière d'hygiène médicale. Profitez d'une **livraison rapide et fiable**