

LINGETTES DÉSINFECTANTES SANS ALCOOL FLOWPACK WANCARE - 100 lingettes

Référence 09019



Prix du produit :

2,79 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les lingettes désinfectantes sans alcool **Flowpack WANCARE** permettent le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non immergeables avec une utilisation immédiate. En format **20 x 20 cm**, elles offrent une action bactéricide, levuricide, mycobactéricide et virucide en **1 minute**, en flowpack de **100 lingettes**.

EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476+A2
• Bactéricide, levuricide, mycobactéricide, virucide • Sans alcool • Flowpack de 100

Description du produit :

Lingettes désinfectantes Flowpack WANCARE, usage rapide sur dispositifs non immergeables

Ces lingettes désinfectantes sans alcool sont destinées au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs non immergeables. Les **lingettes désinfectantes sans alcool Flowpack WANCARE** sont prêtes à l'emploi et agissent avec un temps de contact de **1 minute**.

Leur dimension de **20 x 20 cm** convient aux gestes d'essuyage sur les sondes endocavitaires, sondes d'échographie, endoscopes gainés et thermomètres. Le format flowpack favorise une sortie simple des lingettes et une mise à disposition immédiate au poste de travail.

Idéal pour les cabinets médicaux, hôpitaux, laboratoires, centres d'imagerie, infirmiers libéraux et services de consultation. Le conditionnement de **100 lingettes** s'intègre facilement dans les environnements où les séquences de nettoyage sont répétées au quotidien.

Points forts

- **Formule sans alcool** : adaptée aux situations où une composition sans alcool est privilégiée pour l'entretien de dispositifs médicaux non immergeables.
- **Utilisation immédiate** : les lingettes sont prêtes à l'emploi, sans dilution ni préparation, pour simplifier les procédures d'essuyage.
- **Action microbiologique en 1 minute** : activité **bactéricide, levuricide, mycobactéricide** et **virucide** selon les normes indiquées.
- **Format 20 x 20 cm** : une taille pratique pour le nettoyage ciblé des accessoires et surfaces de petite dimension.
- **Usage unique** : chaque lingette est dédiée à un essuyage ponctuel, pour un protocole clair entre deux utilisations.
- **Flowpack de 100** : un conditionnement pensé pour garder les lingettes à portée de main en cabinet, sur chariot ou en salle d'examen.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Lingettes désinfectantes sans alcool

Marque : WANCARE

Format : Flowpack

Dimensions : 20 x 20 cm

Conditionnement : 100 lingettes

Utilisation : Usage unique

Usage : Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs non immergeables

Compatibilité d'usage : Sondes endocavitaires, sondes d'échographie, endoscopes gainés, thermomètres

Temps de contact : 1 minute

Formulation : Sans alcool

EAN : 8682079003650

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : EN 13727

Norme : EN 14348

Norme : EN 13624

Norme : EN 14476+A2

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre protocole, les protections pour sondes apportent une barrière adaptée pendant l'examen. Le gel échographique accompagne les explorations par ultrasons. Les gants nitriles aident à manipuler le matériel avec plus de maîtrise.