

LINGETTES DÉSINFECTANTES SANS ALCOOL WANCARE GRAND FORMAT - boîte de 100 lingettes

Référence 09020



Prix du produit :

2,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les lingettes désinfectantes sans alcool **Wancare** permettent un essuyage immédiat des dispositifs médicaux non immergeables, avec un grand format **20,5 x 19,5 cm** et un temps de contact de **1 minute** selon l'activité visée. Présentées en boîte distributrice de **100 lingettes**, elles sont prêtes à l'emploi et à usage unique.

CE • Bactéricide, levuricide, virucide, mycobactéricide • Sans alcool • Boîte de 100

Description du produit :

Lingettes désinfectantes Wancare, grand format pour matériel sensible

Ces lingettes désinfectantes sont destinées au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs non immergeables. **Les lingettes désinfectantes sans alcool Wancare**, prêtes à l'emploi, offrent un format **20,5 x 19,5 cm** adapté à l'essuyage des surfaces de contact.

Leur composition **sans alcool** convient à l'entretien de matériels sensibles comme les sondes d'échographie, les sondes endocavitaires, les endoscopes gainés ou les thermomètres. Elles s'utilisent sans préparation préalable, pour intégrer facilement le protocole d'hygiène entre deux utilisations.

Le temps de contact est de **1 minute** selon l'activité visée. Idéal pour hôpitaux, laboratoires, centres d'imagerie, infirmiers libéraux et services de soins.

Points forts

- **Formule sans alcool** : adaptée aux dispositifs médicaux sensibles et aux matériaux délicats nécessitant une solution d'essuyage compatible.
- **Temps de contact de 1 minute** : selon l'activité visée, pour répondre aux besoins de rotation rapide du matériel en pratique quotidienne.
- **Grandes dimensions** : le format **20,5 x 19,5 cm** facilite la prise en main et la couverture d'une surface plus large en un seul passage.
- **Prêtes à l'emploi** : aucun mélange ni dosage à effectuer, ce qui simplifie l'organisation au cabinet ou en service.
- **Usage unique** : une lingette par utilisation pour accompagner les procédures de nettoyage et de désinfection répétées.
- **Boîte distributrice de 100** : conditionnement pratique pour garder les lingettes à portée de main sur un plan de travail ou un chariot.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Lingettes désinfectantes sans alcool

Marque : Wancare

Dimensions : 20,5 x 19,5 cm

Conditionnement : Boîte distributrice de 100 lingettes

Utilisation : Prêtes à l'emploi, usage unique

Usages : Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs non immergeables

Compatibilité : Sondes endocavitaires, sondes d'échographie, endoscopes gainés, thermomètres

Formulation : Sans alcool

Temps de contact : 1 minute selon l'activité visée

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : EN 13727, EN 13624, EN 14476+A2, EN 14348

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le protocole, les protection pour sondes aident à limiter le contact direct lors des examens. Les gants médicaux accompagnent les manipulations du matériel. Les gels hydroalcooliques s'intègrent à l'hygiène des mains avant et après l'essuyage.