

Lingettes désinfectantes sans alcool Wancare

Référence 09020



Prix du produit :

3,46 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lingettes Désinfectantes Sans Alcool Wancare – Hygiène Médicale Facile et Efficace

Découvrez les **lingettes désinfectantes** idéales pour le **nettoyage et la désinfection** rapide des dispositifs médicaux sensibles, tout en respectant les normes d'hygiène les plus strictes.

Description du produit:

Caractéristiques principales

- Conviennent au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs (sondes endocavitaires, sondes d'échographie, endoscopes gainés, thermomètres, etc.).
- Bactéricide (EN 13727), Mycobactéricide (EN 14348), Levuricide (EN 13624), et Virucide (EN 14476+A2) avec un temps d'action de seulement 1 minute pour chaque norme.
- Sans alcool, pour une désinfection sûre des surfaces sensibles et non immergeables.
- Dimensions des lingettes : 20,5 x 19,5 cm, parfaites pour une manipulation aisée.
- Conditionnées en boîte distributrice pratique de 100 lingettes prêtes à l'emploi.

Bénéfices utilisateur

Les **lingettes désinfectantes sans alcool Wancare** offrent une solution rapide, efficace et sans effort pour garantir une hygiène impeccable dans les environnements médicaux exigeants. Leur action en une minute permet de gagner du temps, tout en assurant une **désinfection complète**



des dispositifs médicaux non immergeables. Sans alcool, elles protègent les surfaces sensibles contre tout risque de détérioration.

Mentions légales et normes

- Produit conforme aux normes européennes EN 13727, EN 14348, EN 13624, et EN 14476+A2.
- Dangereux Respectez les précautions d'emploi. Consultez les consignes indiquées sur l'emballage.

Commandez vos lingettes désinfectantes sans alcool Wancare dès maintenant!

Explorez également notre gamme complète de <u>produits désinfectants professionnels</u> pour répondre à tous vos besoins en hygiène médicale. Profitez d'une livraison rapide et efficace!