

Gel de contact bleu pour ECG et Ultrason

Référence 00151



Prix du produit :

16,31 € taxe inclu

Description brève du produit :

Respectueux de la peau et sans parabène, ce gel de transmission bleuté ou transparent peut être utilisé pour tous types d'exams, échographie, doppler, ultrasons...

Bidon de 5L - Bleu

Description du produit :

Indispensable lors d'une échographie, le gel de transmission ultrasonique Uni'Gel est hypoallergénique et sans parabène.

Le **gel de contact ECG bleu** est un gel de transmission ultrasonique **respectueux de la peau**. Il est hypoallergénique, hydrosoluble, non irritant, non corrosif et non abrasif. Non stérile, le gel est au choix **bleuté**.

Composants et matériaux :

Eau, polymères, agents colorants, conservateurs, agents humectants.

Absence totale de parabène, de latex, de phtalates et de substances animale ou biologique.

Données techniques :

- **PH** : 6.2 ± 0.4
- **Densité** : 1.02 gr / cm³
- **Viscosité** : 80.000 ± 10.000 cps
- **Directive de l'UE applicable** : 93/94/CE
- **Durée de validité du produit** : 5 ans.

Pour être plus économique, le gel est en bidon de 5 L, mais il existe aussi en [flacon de 250 ml](#)

pour une utilisation plus pratique !

CE.