

# ECG 6 PISTES 600G CONTEC

Référence 09074

Prix du produit :

**795,00 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Le **Contec 600G** est un **électrocardiographe 6 pistes** performant, conçu pour détecter rapidement les anomalies cardiaques. Avec son imprimante thermique intégrée, son écran tactile couleur de 7 pouces et sa mémoire interne, cet appareil offre une solution complète pour la surveillance et l'enregistrement de l'activité cardiaque.

Description du produit :

Faites confiance à l'**ECG Contec 600G** pour une surveillance cardiaque précise, rapide et fiable, idéal pour les **professionnels de santé** en milieu médical.

Caractéristiques principales :

Fonctionnalités avancées :

- **12 dérivations standards** pour un suivi complet de l'activité cardiaque.
- Calcul des paramètres cardiaques et interprétation automatique des résultats.
- Impression des tracés en **6 pistes** en temps réel.

Interface conviviale :

- Écran LCD couleur tactile de **7 pouces**, affichant 12 pistes simultanément.
- Mode automatique ou manuel pour s'adapter aux besoins de l'examen.

Mémoire et connectivité :

- Mémoire interne capable d'enregistrer jusqu'à **1000 ECG**.
- Port USB pour transfert des données vers un PC.

### **Enregistrement flexible :**

- Vitesse d'enregistrement en **manuel** : 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
- Vitesse d'enregistrement en **automatique** : 25 mm/s, 50 mm/s.
- Sensibilité réglable : 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV.
- Filtres intégrés : AC, EMG, DFT.

### **Spécifications techniques :**

- **Dimensions** : 31.5 x 21.5 x 9.2 cm.
- **Poids** : 1,7 kg, compact et facile à transporter.
- **Alimentation** : Secteur et batterie rechargeable intégrée.
- **Impression** : Papier thermosensible en rouleau (110 mm x 20 m).

### **Contenu de la livraison :**

- 1 câble patient 10 fils à fiche banane.
- 6 électrodes précordiales.
- 4 pinces membres.
- 1 rouleau de papier.
- 1 batterie rechargeable.
- 1 câble d'alimentation.
- 1 câble de mise à la terre.
- 1 manuel d'utilisation.

### **Garanties et certifications :**

- Garantie 1 an (hors câbles, accumulateurs et accessoires).
- Certifié CE pour un usage médical sûr et conforme aux normes européennes.