

ECG 3 PISTES PORTATIF 90A CONTEC

Référence 09075



Prix du produit :

349,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cet **ECG 3 pistes** offre une solution compacte et légère pour des **examens cardiaques** rapides et fiables. Doté de fonctionnalités avancées telles que l'interprétation automatique, un écran tactile et des options de connectivité, cet appareil est idéal pour une utilisation en cabinet, en clinique ou en déplacement.

Description du produit :

Optez pour cet **ECG 3 pistes** pour des diagnostics rapides, précis et fiables, dans un format compact et pratique pour tous les **environnements médicaux**.

Caractéristiques principales :

Enregistrement et affichage :

- **12 dérivations standards** pour une analyse complète de l'activité cardiaque.
- **Impression des tracés en 3 pistes** grâce à une imprimante intégrée.
- Écran tactile couleur (60 x 35 mm), capable d'afficher 1, 3, 6 ou 12 pistes.

Options d'enregistrement :

- Modes **automatique et manuel**.
- Vitesse réglable : 1,25 / 12,5 / 25 et 50 mm/s.
- Sensibilité ajustable : 5, 10, 20 mm/mV ± 5 %.

Filtres intégrés :

- Filtres **AC, EMG et DFT** pour une qualité de signal améliorée.

Mémoire et connectivité :

- **Stockage :**
 - Mémoire de 100 ECG via carte SD (non incluse).
- **Connectivité :**
 - Port USB pour le transfert des données vers un PC.

Design et alimentation :

- **Compact et portable :**
 - Dimensions : 207 x 96 x 62 mm.
 - Poids : 500 g (avec batterie et papier), facile à transporter.
- **Alimentation :**
 - Fonctionne sur secteur ou avec une batterie rechargeable offrant jusqu'à 4 heures d'autonomie.

Impression :

- Utilise du papier thermosensible en rouleau pour une impression claire et nette.

Contenu de la livraison :

- 1 câble patient.
- 4 électrodes périphériques.
- 6 électrodes à ventouse.
- 1 rouleau de papier.
- 1 câble secteur.

Avantages :

Praticité :

- Ultra compact, facile à manipuler et transporter.
- Options d'enregistrement flexibles et interface intuitive.

Qualité professionnelle :

- Mesure et interprétation automatiques pour un gain de temps.
- Affichage clair grâce à l'écran tactile.

Garanties et certifications :

- Garantie 1 an (hors câbles, accumulateurs et accessoires).
- Certifié CE, conforme aux normes européennes pour un usage médical.

