

PINCE DE HARTMANN INOX PRÉHENSION ORL HARTMANN - 9 cm

Référence 00372



Prix du produit :

20,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Conçue pour les gestes ORL de précision, la **pince de Hartmann inox HARTMANN** permet la préhension de corps étrangers avec un format de **9 cm**. Sa conception en **acier inoxydable** convient à un usage réutilisable en cabinet. Existe en plusieurs tailles.

CE • Classe I • Acier inoxydable • Réutilisable

Description du produit :

Pince de Hartmann inox, maîtrise du geste ORL

Cette pince médicale Hartmann est destinée à la préhension de corps étrangers lors des actes ORL. Avec sa longueur de **9 cm** et sa fabrication en **acier inoxydable**, elle répond aux besoins de manipulation fine en consultation.

Son système à glissement facilite le travail dans les zones réduites et aide à conserver une prise précise pendant l'examen. Elle s'utilise notamment lorsqu'un petit élément doit être saisi dans le cadre d'un geste auriculaire.

Réutilisable, cet instrument s'intègre facilement au matériel de consultation courant. Idéal pour les cabinets ORL, médecins généralistes, centres de soins, services hospitaliers et infirmiers équipés pour les gestes instrumentaux.

Points forts

- **Acier inoxydable** : offre une bonne résistance dans le temps et convient à un usage

répété en environnement médical.

- **Longueur 9 cm** : format adapté aux manipulations précises, notamment dans les zones auriculaires étroites.
- **Mécanisme à glissement** : permet une préhension plus contrôlée des corps étrangers lors des actes ORL.
- **Instrument réutilisable** : se prête aux protocoles habituels de nettoyage et de remise en service du matériel.
- **Destination ORL** : conçu pour les consultations et gestes instrumentaux nécessitant rapidité et précision.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : HARTMANN

Type de produit : Pince de Hartmann à glissement pour corps étrangers

Spécialité : ORL

Dimensions : 9 cm

Matériau : Acier inoxydable

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Manuel

Conditionnement : À l'unité

Formats disponibles : 7,5 cm, 9 cm

EAN : 3760097200659

Tailles : 7,5 cm ; 9 cm

Normes & sécurité

Classe : DM I

Marquage : CE

Fabricant : Marque générique

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les speculums auriculaires facilitent l'observation du conduit auditif pendant l'examen. Un otoscope permet de visualiser la zone avant la préhension. Les solutions de désinfection des instruments accompagnent l'entretien du matériel réutilisable.