

ECG 12 PISTES 1200G CONTEC

Référence 09076



Prix du produit :

1 190,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cet **ECG 12 pistes** est un **dispositif médical** avancé, conçu pour offrir une analyse complète et précise de l'activité cardiaque. Doté de **fonctionnalités modernes** telles qu'un écran tactile, une mémoire interne et une impression multi-formats, il est idéal pour les **environnements médicaux** exigeants.

Description du produit :

Optez pour cet **ECG 12 pistes** pour une solution fiable et performante, idéale pour les **professionnels de santé** exigeant une précision et une facilité d'utilisation maximales.

Caractéristiques principales :

Analyse complète :

- Enregistrement des **12 dérivations standards** pour un diagnostic précis.
- Mesure et interprétation automatiques des tracés ECG.

Gestion des données :

- Base de données intégrée permettant d'enregistrer des informations détaillées (nom, âge, sexe, taille, poids, etc.).
- Mémoire interne capable de stocker jusqu'à **1000 ECG**.

Options d'enregistrement :

- Modes **automatique** et **manuel** pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

- Vitesse d'enregistrement :
 - **Manuel** : 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 – 100 mm/s ± 5 %.
 - **Automatique** : 25 et 50 mm/s ± 5 %.
- Sensibilité réglable : Auto, 5, 10, 20, 40 mm/mV ± 5 %.

Impression flexible :

- Impression multi-formats (A4), permettant une présentation claire et professionnelle des résultats.
- Utilise du papier thermosensible en rouleau (210 mm x 20 m).

Interface utilisateur :

- **Écran tactile LCD** :
 - Dimensions : 160 x 120 mm.
 - Interface intuitive pour un accès facile aux paramètres et aux enregistrements.
- **Filtres intégrés** :
 - **AC, EMG et DFT** pour une qualité de signal optimale.

Spécifications techniques :

- **Dimensions** : 340 x 320 x 85 mm.
- **Poids** : 3,2 kg, stable et robuste.
- **Alimentation** :
 - Secteur et batterie rechargeable intégrée pour une utilisation continue.

Contenu de la livraison :

- 1 câble patient.
- 4 électrodes périphériques.
- 6 électrodes à ventouse.
- 1 rouleau de papier thermosensible.
- 1 câble d'alimentation secteur.

Avantages :

- **Polyvalence** :
 - Convient aux examens de routine et aux diagnostics approfondis.
 - Compatible avec divers formats d'impression pour une personnalisation des rapports.
- **Fiabilité** :
 - Capacité de stockage étendue et options de connectivité pour une gestion efficace des données.
- **Facilité d'utilisation** :

- Interface intuitive avec écran tactile.

Garanties et certifications :

- Garantie 1 an (hors câbles, accumulateurs et accessoires).
- Certifié CE, conforme aux normes européennes pour un usage médical.