

ECG BIOCARE 12 PISTES IE-12A

Référence 09076



Prix du produit :

1 699,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Biocare IE-12A**, dernier né de la gamme Biocare, est conçu pour répondre aux besoins des **établissements de santé** modernes. Cet **électrocardiographe** 12 pistes combine un écran tactile haute résolution, une portabilité optimale et une connectivité avancée, offrant une solution numérique performante pour vos enregistrements ECG. Sa batterie intégrée permet une autonomie de 3 heures, garantissant une utilisation fiable même en déplacement.

Description du produit :

ECG Biocare IE-12A – 12 Pistes avec Mesure et Interprétation Automatique

Le **Biocare IE-12A**, dernier né de la gamme Biocare, est conçu pour répondre aux besoins des

établissements de santé modernes. **Cet électrocardiographe** 12 pistes combine un écran tactile haute résolution, une portabilité optimale et une connectivité avancée, offrant une solution numérique performante pour vos enregistrements **ECG**. Sa batterie intégrée permet une autonomie de 3 heures, garantissant une utilisation fiable même en déplacement.

Caractéristiques principales :

Design et ergonomie :

- Compact et portable, facile à déplacer dans les environnements médicaux.
- **Écran tactile TFT de 8,9 pouces** haute résolution, incliné à 15° pour une meilleure lisibilité.
- Clavier alphanumérique complet en silicone avec rétro-éclairage pour une saisie précise.

Fonctionnalités avancées :

- Enregistrement des **12 dérivations standards** avec indicateur visuel de connexion des électrodes.
- **Détection des troubles du rythme** et des stimulateurs cardiaques (fonction pacemaker).
- Analyse **ECG** automatique et manuelle.
- Mémoire interne pouvant stocker jusqu'à **3000 ECG**.

Connectivité étendue :

- Plusieurs ports pour la transmission des données : **LAN, USB, carte SD, VGA**.
- Compatible avec les plateformes numériques pour faciliter la gestion et le partage des résultats.

Autonomie :

- Alimentation secteur et batterie intégrée avec **3 heures d'autonomie** pour une utilisation mobile.

Enregistrement et impression :

- Papier thermosensible en liasse pour une impression rapide et nette.
- Analyse détaillée avec interprétation automatique et options d'impression personnalisée.

Dimensions et poids :

- **Dimensions** : 345 mm × 260 mm × 128,5 mm.
- **Poids** : 3,4 kg (avec batterie et alimentation secteur).

Contenu de la livraison :

- 1 boîtier d'acquisition numérique.
- 1 câble patient à fiches bananes (10 fouets).

- 4 pinces membres.
- 6 poires précordiales.
- 1 liasse de papier thermosensible.
- 1 manuel d'utilisation.

Avantages :

- **Technologie avancée :**
 - Écran tactile haute résolution et clavier rétroéclairé pour une utilisation intuitive.
 - Détection de troubles cardiaques et pacemakers pour des diagnostics complets.
- **Connectivité numérique :**
 - Transfert facile des données via plusieurs ports, intégration dans un environnement de soins connecté.
- **Fiabilité :**
 - Autonomie de 3 heures, idéale pour un usage flexible en différents points de soins.
- **Capacité de stockage :**
 - Mémoire interne généreuse pour gérer efficacement un grand volume de patients.

Garantie et certifications :

- Garantie **2 ans** (hors câbles, accumulateurs et accessoires).
- Certifié CE, respectant les normes européennes pour un usage médical sécurisé.